

OLYMPUS®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**БРОНХОФИБРОСКОП
OLYMPUS ï î äå°ü BF æåð£ў – 2
OLYMPUS ï î äå°ü BF æåð£ў Ø 2**



$\tilde{N}_c \sim -\tilde{A}''' \cdots$

Nî äåðæàí Łå

“Ах-”

Значения символов, изображённых на упаковке и/или инструменте:



смотрите руководство,



запрещается повторное использование,



номер партии,



тип BF применяемого инструмента,



эндоскоп

”àçí à÷åí Łå

Данные инструменты разработаны для использования вместе с, источником света, другим документированным оборудованием фирмы Olympus, а также видеомонитором, эндоскопическими инструментами и другим вспомогательным оборудованием для проведения эндоскопического исследования и эндохирургических манипуляций в пределах дыхательных путей и трахеобронхиального дерева.

Запрещается применять данные инструменты для каких-либо целей, не соответствующих их прямому назначению.

—óŒî âî äæòâî ï î ýŒæi °óàòàöŁż

Настоящее руководство содержит важную информацию о безопасном и эффективном использовании данного инструмента. Перед использованием инструмента необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства, а также руководств по эксплуатации оборудования, которое будет применяться во время процедуры с использованием данных инструментов, и использовать инструменты в соответствии с предписаниями. Настоящее руководство по эксплуатации и руководства по эксплуатации всего оборудования, имеющего отношение к данному инструменту, следует хранить в безопасном и легкодоступном месте.

При возникновении каких-либо вопросов или комментариев относительно содержащейся в руководстве информации следует обращаться на фирму **OLYMPUS**.

° âà° ŁôŁŒàöŁÿ ī ī ° üçî âàòå°ÿ

Оператором, работающим с данным инструментом, должен быть врач или кто-либо из медицинского персонала под наблюдением врача, после интенсивной подготовки в соответствии с клинической методикой проведения эндоскопии.

Поэтому в настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения клинических эндоскопических операций.

Ñî àì åæòëì ï æòü ëí æòðóì áí òà

Для того чтобы убедиться, что данный инструмент совместим с применяемым совместно вспомогательным оборудованием, следует ознакомиться с содержанием раздела «Схема системы» в Приложении. Применение несовместимого оборудования может привести к травме пациента или повреждению оборудования.

ÆðàÆí ðŒà ä°ÿ ï î àòî ðí î aî Łæi î °Üçî âàí Łÿ Ł i ðàí áí Łå

Дезинфекция или стерилизация данного инструмента перед поставкой не производится. Перед первоначальным использованием инструмента его необходимо обработать в соответствии с инструкциями, которые излагаются в главе 7 «Очистка, дезинфекция и стерилизация».

По окончании использования необходимо обработать инструмент и обеспечить его надлежащее хранение в соответствии с предписаниями, которые излагаются в настоящем руководстве в главах 5 - 9. Неправильная и/или неполная обработка или хранение могут создать угрозу инфицирования, вызвать неисправность инструмента или уменьшить эффективность проводимой процедуры.

–åì î í ò Ł áí áæåí Łå Łçì áí áí ŁØ á Èî í æòðóÆöŁþ

Конструкция данного инструмента исключает необходимость проведения технического обслуживания каких-либо его частей. Запрещается разбирать инструмент, вносить изменения в его конструкцию или предпринимать попытки его ремонта, так как это может привести к травмам пациента или оператора и/или к повреждению оборудования.

Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях нормального режима работы инструмента, необходимо руководствоваться информацией в главе 10 «Поиск и устранение неисправностей». Если проблема не может быть устранена при использовании информации, изложенной в главе 10, следует обратиться на фирму Olympus.

ÑŁáí à°Üí ßå æ°î âà

Представленные ниже сигнальные слова используются на протяжении всего текста настоящего руководства:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет предупреждена, может привести к смертельному исходу или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не будет предупреждена, может привести к травме умеренной или средней тяжести. Может также быть использовано в качестве предупреждения против опасной практики или потенциальной опасности повреждения оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на дополнительную полезную информацию.

Í áðþ í ðáæí æðí ðí aeí í æðþ Þ í ðáæí Læðí Lý

Необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности и предписания при использовании данного инструмента. Данная информация дополняется мерами предосторожности и предписаниями в каждой главе настоящего руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается использовать электрохирургические инструменты, поскольку дистальный конец фиброскопа не является электрически изолированным. Использование электрохирургических инструментов может привести к травме пациента.
 - Запрещается регулировать угол отклонения дистального конца, проводить аспирацию, а также вводить или извлекать эндоскоп при отсутствии визуального эндоскопического контроля. Это может привести к травме пациента.
 - Не следует прикасаться к металлической части коннектора универсального кабеля эндоскопа непосредственно после отсоединения от источника света. Это может привести к ожогу оператора или пациента.

ОСТОРОЖНО

- Во время использования инструмента не следует натягивать универсальный кабель. В противном случае возможно случайное отсоединение коннектора универсального кабеля эндоскопа от разъёма на выходе источника света. При этом эндоскопическое изображение исчезнет.
 - Запрещается сматывать вводимую трубку эндоскопа или универсальный кабель в петли диаметром менее 12 см. Это может привести к повреждению оборудования.
 - Запрещается подвергать ударам дистальный конец вводимой трубы фиброскопа. Это может привести к повреждению хрупкой поверхности линзы объектива на дистальном конце и искажению эндоскопического изображения.
 - Запрещается подвергать изгибающую часть скручиванию или чрезмерному изгибанию руками. Это может привести к повреждению инструмента.
 - Запрещается форсированное сжатие изгибающей части эндоскопа. Это может привести к повреждению её каучукового покрытия и протеканию воды, используемой для промывания.

ПРИМЕЧАНИЕ


Желательно наличие запасного эндоскопа для продолжения клинической процедуры, в случае неисправности основного эндоскопа.

Знание технических деталей клинических эндоскопических манипуляций является обязанностью квалифицированных врачей-эндоскопистов. Безопасность пациента при проведении эндоскопического осмотра и эндоскопических лечебных манипуляций может быть обеспечена надлежащим использованием оборудования врачом и соответствующей оснащённостью медицинского учреждения. Примеры ненадлежащего использования оборудования приводятся ниже.

- Использование инструментов, процесс обработки или хранения которых нарушались, может привести к перекрёстному инфицированию пациентов.
- Излишне продолжительная аспирация через отверстие на дистальном конце вводимой части эндоскопа, находящемся в тесном контакте со слизистой оболочкой, может стать причиной кровотечений и механических повреждений слизистой оболочки.
- Введение в канал фибрископа и применение эндоскопических инструментов при отсутствии чёткого визуального эндоскопического контроля может привести к травме пациента.
- Причинами травмы пациента могут стать:
 - введение или извлечение эндоскопа, аспирация при отсутствии чёткого визуального эндоскопического контроля,
 - приложение усилий при манипулировании дистальным концом при фиксированном угле отклонения.


СОСТАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Убедитесь, что все содержащиеся в упаковке предметы соответствуют указанным ниже составным частям оборудования. Убедитесь в отсутствии повреждений предметов. В случае выявления повреждений инструмента, отсутствии составной части или наличия вопросов у пользователя использовать инструмент запрещается, при этом необходимо незамедлительно обратиться на фирму OLYMPUS. Дезинфекция или стерилизация данного инструмента перед поставкой не производится. Перед первоначальным применением инструмента необходимо провести его обработку в соответствии с указаниями, приведёнными в главе 7 «Очистка, дезинфекция и стерилизация».



^ „À`À 2. „- - x - "Ü Y „- I - "Ò „ 0 - 0 " " x - Ñ " " ÓÀ - À " Ò - " ÑÒ " " ÑÒ - ÓI - " ÓÀ
„ 0 - 0 " " x - Ñ " " ÓÀ - À " Ò - " ÑÒ " " ÑÒ - ÓI - " ÓÀ

2.1 ^ åðå÷åí ü ý°åì åí òî â



2.2 Øóí ÆöLÈ ýí äî æÆî í à

1. ^ç^æàåì àÿ ÷àæðü.

Изгибаемая часть обеспечивает отклонение дистального конца эндоскопа, при использовании рычага регулирования угла отклонения дистального конца ВВЕРХ/ВНИЗ.

2. -B÷à^ Øå^ø^Øðî åàí Ëy ø^øà í ðÆ^î í åí Ëy äLæðà^üí í ^äî Æî í öà ^-Ø/

При повороте рычага в направлении «U» изгибаемая часть изгибаются ВВЕРХ; при повороте рычага в направлении «D» изгибаемая часть изгибаются ВНИЗ.

3. ^í ^üöî ä^ø^Øðî åLæ^î í ðÆ^î ñ ðL÷åæÆî Ø aL^ø^ (äLî í ðLØí í å Æî ^üöî).

При повороте кольца изменяется фокусное расстояние окуляра.

4. -à^ Æà í Æø^øðà (äLæ^î Læðàðå^ü).

На видоискателе имеется метка, указывающая направление изгибаия дистального конца ВВЕРХ.

5. Äæ^i ÆðàöLî í ï BØ Æ^ø^ø^ àí (MAJ-207).

Для включения режима аспирации следует нажать на клапан. Используется для удаления жидкостей и/или органического материала, закрывающих поле зрения эндоскопа.

6. , åí í ðàçî aBØ ÆLî í aLØí BØ Æ^ø^ø^ àí (MAJ-210) Æ^ø^ ÆLî í aLØí BØ Æ^ø^ø^ àí (MD-495).

Эндоскопические инструменты могут быть введены в инструментальный канал эндоскопа через щель в верхней части данного клапана. При использовании одноразового биопсийного клапана (MAJ-210) возможно введение шприца для инъекции жидкостей.

7. ^í î ä Ëí ãòðöî åí ðà^ø^üí í ^äî Æaí à^ø^.

Вход инструментального канала используется в качестве:

- канала для введения эндоскопических инструментов,
- аспирационного канала,
- канала для подачи жидкостей (из шприца через биопсийный клапан).

8. Øâåðöî àÿ í àðÆLðî åÆà.

Используется для быстрого определения совместимости эндоскопических инструментов. С данным эндоскопом могут использоваться инструменты, цветная маркировка которых совпадает с цветной маркировкой эндоскопа.

Голубая: BF-PE2,

Зелёная: BF-TE2.

9. ^åí ð^ø^ø^Lî í ï BØ ðàçœ, í .

Предназначается для присоединения колпачка для стерилизации оксидом этилена или течеискателя.

10. ^í í åÆöî ð oí Æâåðæ^üí í ^äî Æaæ^ø^ yí äî æÆî í à.

Предназначается для соединения эндоскопа с разъёмом на выходе источника света и передачи светового излучения от источника света на эндоскоп.



2.3 ОАІ І ІДАЕЛІА І АДАЕОАДЛАОЛІЕ

—АЕІ ½ЛІА ОА°І АЛІУ 1 ЕДОАЕАРØАØ АДАӘВ

Температура окружающей среды	10 - 40°C (50 - 104°F)
Относительная влажность	30 - 85%
Атмосферное давление	700 - 1060 гПа (0,7 - 1,1 кг·сила/см ²) (10,2-15,4 фунтов/кв. дюйм)

ОАІ І ІДАЕЛІА І АДАЕОАДЛАОЛІЕ

○ BF-PE2

І 0Л÷ААЕАҮ АЛАОАІ А	Поле зрения	120°
	Направление обзора	Вперёд
	Глубина поля зрения	3 - 50 мм
АІ АЛІ АЛІУ ОДОАЕЕА ҮІ АІ АЕІ І А	Наружный диаметр дистального конца	ø 4,9 мм
Дистальный конец в увеличенном виде		1. Линза объектива. 2. Линза волоконно- оптического кабеля. 3. Отверстие инструмен- тального канала.
		
	Наружный диаметр вводимой трубки	ø 5,0 мм
	Рабочая длина	600 мм
І АДДОІ АІ ОА°ҮІ ВØ ЕАІ А°		
Внутренний диаметр канала		ø 2,2 мм
Минимальное расстояние, на котором различимы детали эндоскопического изображения		5 мм от дистального конца
Направление, на котором в эндоскопическом поле зрения появляются и исчезают введенные в канал инструменты		
САЛЛААІ АЛІ ½АЮ	Диапазон изменения угла отклонения дистального конца	ВВЕРХ: 180°, ВНИЗ: 130°
АСАҮ А°ЕІ А		890 мм

BF-TE2

Габаритные размеры	Длина	890 мм
Габаритные размеры	Рабочая длина	600 мм
Габаритные размеры	Наружный диаметр вводимой трубки	∅ 6,0 мм
Габаритные размеры	Внутренний диаметр канала	∅ 2,8 мм
Габаритные размеры	Минимальное расстояние, на котором различимы детали эндоскопического изображения	5 мм от дистального конца
Габаритные размеры	Направление, на котором в эндоскопическом поле зрения появляются и исчезают введенные в канал инструменты	
Габаритные размеры	Диапазон изменения угла отклонения дистального конца	ВВЕРХ: 180°, ВНИЗ: 130°
Габаритные размеры	Масса	1012345

Логотип	Данное устройство соответствует требованиям Директивы ЕЭС 93/42 относительно медицинских инструментов. Классификация: класс IIa
Логотип	Последняя цифра года изготовления указана на месте второй цифры порядкового номера.
Логотип	Тип BF оборудования

3. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед каждым случаем применения необходимо проверить данный инструмент в соответствии с указанными ниже инструкциями. Необходимо проверить другое, используемое совместно с данным инструментом оборудование, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации. При возникновении каких-либо незначительных отклонений от нормального режима работы необходимо приостановить использование инструмента и попытаться найти причину, используя сведения главы 10 «Поиск и устранение неисправностей». Если после просмотра сведений главы 10 причину отклонения от нормы устраниТЬ не удаётся, необходимо обратиться на фирму OLYMPUS. Неисправность или отклонение от нормального режима работы инструмента могут повлиять на уровень безопасности пациента или пользователя и привести к более серьёзному повреждению оборудования.
- Стерилизация и дезинфекция данного инструмента перед поставкой не производится. Перед первоначальным применением инструмента необходимо провести его обработку в соответствии с инструкциями, которые излагаются в главе 7 «Очистка, дезинфекция и стерилизация».

3.1 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовьте оборудование, показанное на рис. 3.1 (данные о совместности оборудования изложены в «Схеме системы», приведённой в Приложении) и индивидуальные защитные средства, такие как защитные очки, лицевая маска, влагостойкая одежда и химстойкие перчатки. Необходимо ознакомиться с руководствами по эксплуатации каждого элемента вспомогательного оборудования.




Рис. 3.1

3.2 ^ÀÀ ÒÀÀ àÈà È Ì ÒÀ àÈà Ýí àÈà ÆÈ Ì à

Необходимо провести очистку и дезинфекцию или стерилизацию эндоскопа в соответствии с инструкциями, которые излагаются в главах 5 – 8 настоящего руководства.

^ÒÀ àÈà Ýí àÈà ÆÈ Ì à

1. Проверьте блок управления и коннектор универсального кабеля эндоскопа на предмет наличия внешних повреждений.
2. Проверьте защитный колпак и вводимую трубку вблизи защитного колпака на предмет наличия перегибов, перекрученных участков и других нарушений.
3. Проверьте поверхность вводимой трубы на предмет наличия вмятин, выступов, вздутий и других дефектов.
4. Произведите тщательное обследование кончиками пальцев всей поверхности вводимой трубы для выявления выступающих участков и других дефектов (см. рис. 3.2).




Рис.3.2

5. Проверьте каучуковое покрытие вводимой трубы и изгибаемой части на предмет наличия вмятин, вздутий, порезов, отверстий и других дефектов.
6. Осторожно возьмите пальцами правой руки середину изгибаемой части, а пальцами левой руки – изгибаемую часть на расстоянии 20 см от дистального конца. Осторожно сжимая и натягивая изгибаемую часть, убедитесь в отсутствии люфта.
7. Проверьте линзу объектива на дистальном конце эндоскопа на предмет наличия вмятин, выступов, вздутий и других дефектов.
8. Убедитесь в том, что диоптрийное кольцо вращается плавно, а корпус окуляра надёжно присоединён к блоку управления. Проверьте окуляр на предмет наличия внешних повреждений, деформаций и других дефектов.

ОСТОРОЖНО

Для очистки и протирания линзы окуляра запрещается использовать абразивные материалы, во избежание повреждения поверхности линзы.

‐ Ðî ââðæà ì åí àí Ëçì ï â Ëç^aËæáí Ëÿ ââî äÌì ï Ø òðóÆË

Приведённые ниже операции проверки следует проводить, когда изгибаемая часть находится в выпрямленном состоянии.

1. Медленно поворачивайте ручку регулирования угла отклонения ВВЕРХ/ВНИЗ в каждом направлении до отказа. Убедитесь в том, что изменение угла изгибаемой части происходит плавно и точно, и при этом достигается максимально возможное отклонение дистального конца.
 2. Медленно переведите ручку регулирования угла отклонения ВВЕРХ/ВНИЗ в нейтральное положение. Убедитесь, что при этом изгибающая часть плавно возвращается в приблизительно прямолинейное положение.

3.3 ̄ i ä^ai òi âEà ̄ i ði ååðEà âæi i i i a àòå°üí i a i ̄ A i ðóäi âàí ̄ y

Необходимо провести очистку и дезинфекцию или стерилизацию аспирационного клапана и биопсийного клапана в соответствии с инструкциями, которые приведены в главах 5 – 8 настоящего руководства.

‐ ðî ååððæ àæi þðàöþí í í î aî Þøàï àí à (MAJ-207)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аспирационный клапан (MAJ-207) не следует использовать для проведения более чем шести процедур.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный клапан предназначен для использования с эндоскопами модели ВЕ серий 30, 40, 200, 340, 160 и Е2.

Проверьте аспирационный клапан на предмет наличия повреждений (см. рис. 3.3).

1. Убедитесь в отсутствии трещин, разрывов или деформации аспирационного клапана.
 2. Убедитесь, что при нажатии кнопки клапана её погружение происходит без приложения излишних усилий




Рис. 3.3.

Внимание при установке биопсийных клапанов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Одноразовый биопсийный клапан (MAJ-210) является расходным материалом. Запрещается его стерилизация или повторное использование.
- Биопсийный клапан (MD-495) не следует использовать для проведения более чем шести процедур.

ОСТОРОЖНО

Биопсийный клапан (MD-495) является материалом, подверженным износу. Поэтому его необходимо проверять перед каждым использованием. Обнаружение неисправностей и/или чрезмерного износа при проверке требует замены клапана на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ

Биопсийные клапаны (MAJ-210 и MD-495) предназначены для использования с эндоскопами модели BF серий 30, 40, 200, 240, 160 и E2.

О „ äí î ðàçî áßØ Å£î î æ£Øí ßØ Fºàï àí (MAJ-210)

Убедитесь в отсутствии трещин, разрывов или деформации биопсийного клапана (см. рис. 3.4).




Рис. 3.4.

О „ £î î æ£Øí ßØ Fºàï àí (MD-495)

1. Убедитесь в отсутствии трещин, разрывов или деформации биопсийного клапана.
2. Присоедините колпачок к главному корпусу клапана (см. рис. 3.5).




Рис. 3.5.

3.4 ^ Ð£æî åäËí åí Łå âæï î ì î ^ àòå°üí î ^ î Æî Ðóäî âàí Łý È yí äî æÈî ï ó

^ Ð£æî åäËí åí Łå àæï ŁðàöŁî î î ^ î Ë°àï àí à

1. Вставьте аспирационный клапан в отверстие цилиндра аспирационного клапана на эндоскопе, совмещая ответвление главного корпуса клапана с белой меткой на эндоскопе (см. рис. 3.6).
2. Нажимайте пальцем на верхнюю часть аспирационного клапана до полного вставления клапана на место с характерным щелчком. Убедитесь, что клапан надёжно фиксирован, а кнопка нажимается без приложения излишних усилий.




Рис. 3.6.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых случаях характерный щелчок появляется до полной установки аспирационного клапана в отверстие цилиндра. Нажмите на верхнюю часть клапана пальцем и убедитесь, что клапан полностью находится внутри цилиндра.

^ Ð£æî åäËí åí Łå ÆŁî ï æŁØí î ^ î Ë°àï àí à

Наденьте биопсийный клапан (МАJ-210 или MD-495) на отверстие входа инструментального канала эндоскопа (см. рис. 3.7). Убедитесь, что клапан полностью соответствует размерам входа инструментального канала.

ПРИМЕЧАНИЕ

При низких температурах возможно снижение эластичности биопсийного клапана, что может вызвать затруднения при присоединении. В этих случаях при присоединении необходимо нажать пальцем на верхнюю часть клапана с большей силой.




Рис.3.7.

3.5 Установка биопсийного клапана в эндоскопический канал

Установку биопсийного клапана в эндоскопический канал

Подготовку и проверку источника света, аспирационного насоса и эндоскопических инструментов проводите в соответствии с инструкциями, изложенными в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Установку биопсийного клапана в эндоскопический канал

1. Вставьте коннектор универсального кабеля эндоскопа в разъём на выходе источника света.
2. Присоедините аспирационную трубку насоса к разъёму для аспирации на универсальном кабеле.

При необходимости произведите подготовку и проверку камеры, видеомонитора и системного видеоцентра, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации.

3.6 ^ ÓÌ áåðŒà ýí àî æŒî i Ë÷åæŒî Ø æ£æòåì ß

^ ÓÌ áåðŒà Ëà÷åæòåà ýí àî æŒî i Ë÷åæŒî aî Ëçî Æðàæåí Ëý

1. Включите электропитание источника света и проведите проверку качества эндоскопического изображения, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации.
2. Соответствующим способом проведите регулировку яркости изображения.
3. Поворачивайте диоптрийное кольцо до тех пор, пока волоконная структура образца материи не будет отчётливо различима на изображении. Убедитесь в том, что объект, расположенный приблизительно в 5 мм от линзы объектива, отчётливо виден.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии отчётливого изображения объекта необходимо протереть линзу объектива чистой, неворсистой тканью, смоченной в 70% растворе этилового или изопропилового спирта.

^ ÓÌ áåðŒà Õóí ËöËà àæi ËðàöË

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не следует производить аспирацию, если разрежение превышает 670 гПа (0,68 кг-сила/см², 9,7 фунтов/кв. дюйм). В противном случае могут возникнуть затруднения при необходимости остановки функции аспирации.

1. Погрузите дистальный конец вводимой трубки в стерильную воду и нажмите на аспирационный клапан. Убедитесь, что при этом происходит непрерывная аспирация воды, которая скапливается в резервуаре аспирационного насоса.
2. Уберите палец с клапана. Убедитесь, что при этом прекращается аспирация, а клапан возвращается в первоначальное положение.
3. Извлеките дистальный конец эндоскопа из воды. Нажмите на аспирационный клапан и проведите аспирацию воздуха в течение нескольких секунд для удаления воды из просвета инструментального канала.

~ ÐÍ áåðÐÈà Ëí æòÐóì áí òà°üí î ªí Èàí à°à

ОСТОРОЖНО

Запрещается подносить к глазам дистальный конец эндоскопа во время введения эндоскопических инструментов в инструментальный канал.

1. Введите эндоскопический инструмент через щель биопсийного клапана.
 2. Убедитесь, что при этом рабочий наконечник инструмента свободно выступает из отверстия инструментального канала на дистальном конце эндоскопа.

~ Øj ååØEà Øóí EöLk ï i äà÷k áî äß

1. Введите канюлю шприца, наполненного стерильной водой, в щель биопсийного клапана и нажмите на поршень.
 2. Убедитесь, что при этом происходит выделение воды из отверстия на дистальном конце вводимой трубыки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При проведении проверки необходимо полностью вводить канюлю шприца в отверстие канала и при этом удерживать шприц перпендикулярно по отношению к биопсийному клапану. В противном случае водимая вода будет вытекать через биопсийный клапан.
 - Во время введения воды в инструментальный канал не следует нажимать на кнопку аспирационного клапана. В противном случае вводимая вода будет аспирироваться в аспирационную трубку и не будет выделяться из отверстия на дистальном конце эндоскопа.
 - Если жидкость не выделяется из отверстия на дистальном конце эндоскопа, необходимо ввести воздух в инструментальный канал.

^ Á`À 4. -À` „ÒÀ

Оператором, работающим с данным инструментом, должен быть врач или кто-либо из медицинского персонала под наблюдением врача, после интенсивной подготовки в соответствии с клинической методикой проведения эндоскопии. Поэтому в настоящее руководство не включены пояснения и обсуждения клинических эндоскопических операций. Настоящее руководство содержит описание основных процедур, а также мер предосторожности, при использовании данного инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При возникновении каких-либо незначительных отклонений от нормального режима работы эндоскопа немедленно приостановить проведение эндоскопии и медленно извлечь эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем. Использование неисправного эндоскопа может привести к травме пациента.
- При внезапном исчезновении эндоскопического изображения во время проведения процедуры немедленно остановите проведение процедуры и медленно извлеките эндоскоп из пациента, не прикасаясь к ручке регулирования угла отклонения дистального конца ВВЕРХ/ВНИЗ. Если при этом используется эндоскопический инструмент, его необходимо извлечь наиболее безопасным способом перед извлечением эндоскопа.
- При возникновении отклонений в работе механизма изгибающей вводимой трубки или других функций эндоскопа, немедленно прекратите проведение процедуры и не используйте без крайней необходимости ручки регулирования угла отклонения дистального конца. Медленно извлеките эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем. Если во время извлечения эндоскопа возникает сопротивление, немедленно прекратите извлечение эндоскопа и обратитесь на фирму OLYMPUS. Форсированное извлечение эндоскопа может привести к травме пациента.
- Для предохранения от воздействия опасных химикатов и материалов, обладающих потенциальной опасностью инфицирования, необходимо применять индивидуальные защитные средства. Во время работы необходимо надевать соответствующие защитные принадлежности, как, например очки, лицевую маску, химстойкую одежду и влагостойкие перчатки, которые должны точно соответствовать размеру и иметь достаточную длину для защиты всех участков кожи.

4.1 ˊ âåäåí Łå ˊ ýí äî æ£î ˊ à

Ñi ˊ äî Æ óäåðæŁâàí Łü ˊ i ˊ àí Łi ˊ o°Łðî âàí Łü ˊ ýí äî æ£î ˊ i ˊ i

Поверхность блока управления эндоскопом приспособлена для удобного захвата и удерживания левой рукой оператора. При этом манипулирование аспирационным клапаном осуществляется указательным пальцем левой руки, а манипулирование ручкой регулирования угла отклонения дистального конца ВВЕРХ/ВНИЗ может осуществляться большим пальцем левой руки. Правая рука оператора свободна для манипулирования вводимой трубкой эндоскопа (см. рис. 4.1).




Рис. 4.1.

ˊ âåäåí Łå ˊ ýí äî æ£î ˊ à

1. При необходимости для смазывания вводимой трубы и оболочки, придающей жёсткость вводимой трубке, можно применять медицинские водорастворимые смазывающие материалы.

ОСТОРОЖНО

- Запрещается применять оливковое масло или смазочные материалы, содержащие продукты нефтепереработки (например, вазелин). Данные вещества могут вызвать повреждение каучукового покрытия изгибающей части.
- Для предотвращения непроизвольного закусывания пациентом вводимой трубы эндоскопа, настоятельно рекомендуется перед введением эндоскопа вставить в рот пациента загубник.

2. Вставьте загубник в рот пациента.

3. Дистальный конец эндоскопа необходимо продвинуть от полости рта до гортани под обязательным визуальным эндоскопическим контролем.

ОСТОРОЖНО

Не допускайте, чтобы радиус кривизны изгиба вводимой трубки вблизи защитного колпака был меньше 10 см. Это может привести к повреждению вводимой трубы (см. рис. 4.2).




Рис. 4.2

“ çì áí áí Łå óººà 1 ðºº¹ 1 áí Łü äŁæðàºüí 1 º¹   1 öà

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении отклонений в работе механизма изгибаания вводимой трубы или других функций эндоскопа, немедленно прекратите проведение процедуры и не используйте без крайней необходимости ручки регулирования угла отклонения дистального конца. Медленно извлеките эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем. Если во время извлечения эндоскопа возникает сопротивление, немедленно прекратите извлечение эндоскопа и обратитесь на фирму OLYMPUS. Форсированное извлечение эндоскопа может привести к травме пациента.

Для обеспечения надлежащего введения дистального конца эндоскопа и проведения эндоскопического обследования по мере необходимости манипулируйте ручкой регулирования угла отклонения дистального конца.

~ 1 äà÷à £ àæï £ðàö£ü æ£ä£î æòåØ.

○ ~ 1 äà÷à æ£ä£î æòåØ

Ведите канюлю шприца в щель биопсийного клапана и нажмите на поршень.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует нажимать на аспирационный клапан во время введения жидкостей через инструментальный канал. В противном случае вводимая жидкость будет немедленно аспирироваться.

○ Аæï £ðàö£ü æ£ä£î æòåØ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте проведения аспирации твёрдых частиц и густых жидкостей, которые могут блокировать просвет канала или клапана. При блокировании аспирационного клапана и невозможности отключения аспирации необходимо отсоединить аспирационную трубку от аспирационного коннектора на клапане. Затем следует прекратить проведение процедуры и извлечь эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем.

ОСТОРОЖНО

Во время проведения процедуры необходимо обращать внимание на то, чтобы резервуар аспирационного насоса не переполнялся. Продолжение аспирации жидкостей в переполненный резервуар может привести к повреждению аспирационного насоса.

Для проведения аспирации жидкостей или органических масс, появляющихся в эндоскопическом поле зрения, необходимо нажать на аспирационный клапан (см. рис. 4.3).




Рис. 4.3.

”àÆ°þääí Łå ýí äî æŒî i Ł÷åæŒî äî Łçî Aðàæåí Łü

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура на дистальном конце эндоскопа может превышать 41°C (106°F), а при интенсивном эндоскопическом освещении может достигать 50°C (122°F). Поверхностная температура, превышающая 41°C (106°F), может вызвать ожог слизистой оболочки. Необходимо всегда использовать минимально возможный уровень освещения для обеспечения оптимального уровня видимости. По мере возможности, следует избегать длительного обследования при малом расстоянии до объекта, а также оставлять на длительное время дистальный конец эндоскопа в тесном контакте со слизистой оболочкой.

ОСТОРОЖНО

При использовании источника света CLV-S не следует устанавливать режим INTENSITY. Это может привести к повреждению волоконно-оптического кабеля.

Инструкции по способам регулирования уровня яркости изложены в руководстве по эксплуатации источника света.

Ôî ðî äðàôŁü

Присоедините фотокамеру к окуляру эндоскопа и выполните фотоснимки, в соответствии с инструкциями, изложенными в руководстве по эксплуатации фотокамеры.

”àÆ°þääí Łå í à yŒðäí å i i i Łòî ðà

При необходимости наблюдения эндоскопического изображения на экране видеомонитора ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации источника света и видеосистемы OES.

„äí i âðäi åí i i å i àÆ°þääí Łå ýí äî æŒî i Ł÷åæŒî äî Łçî Aðàæåí Łü äâoì ü æî ððöäí ŁŒäi Ł

При присоединении к окуляру эндоскопа лекционной приставки ход эндоскопической процедуры может наблюдать второй сотрудник.

4.2 ^ ÕЛÌ åí åí Łå ýí äî æЕÍ ï Ë÷åæЕÌI Łí æòðóì åí ðî â

Сведения о совместном применении с эндоскопом отдельных эндоскопических инструментов изложены в «Схеме системы» в Приложении и соответствующих руководствах по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается использовать электрохирургические инструменты, поскольку дистальный конец фибрископа не является электрически изолированным. Использование электрохирургических инструментов может привести к травме пациента.
- В случае невозможности извлечения эндоскопического инструмента из эндоскопа, необходимо закрыть или убрать в чехол рабочий конец инструмента и медленно извлечь эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем.
- Запрещается использовать щётку для чистки канала для взятия цитологических проб тканей или других диагностических и лечебных целей. Это может привести к травме пациента, перекрёстному инфицированию и повреждению оборудования.

^ ååäåí Łå ýí äî æЕÍ ï Ë÷åæЕÌI Łí æòðóì åí ðî â å ýí äî æЕÍ ï

1. Для получения сведений о совместимости с эндоскопом эндоскопических инструментов, ознакомьтесь со «Схемой системы» в Приложении.
2. Удерживая рычаг регулирования угла отклонения дистального конца ВВЕРХ/ ВНИЗ в стационарном положении, медленно введите эндоскопический инструмент через щель в верхней части биопсийного клапана.

ОСТОРОЖНО

- Если во время введения эндоскопического инструмента возникает значительное сопротивление, и дальнейшее введение становится затруднительным, необходимо выпрямить изгибающую часть, по мере возможности не теряя визуальный контроль через эндоскоп. Форсированное введение эндоскопического инструмента при наличии значительного сопротивления может привести к повреждению эндоскопа и/или эндоскопического инструмента.
- Убедитесь, что рабочий наконечник эндоскопического инструмента закрыт или убран в чехол и медленно вводите инструмент в просвет биопсийного клапана. Запрещается открывать рабочий наконечник эндоскопического инструмента или выдвигать его из чехла во время введения инструмента в просвет инструментального канала. Это может привести к повреждению инструментального канала эндоскопа и/или эндоскопического инструмента.

- Удерживая эндоскопический инструмент пальцами вблизи биопсийного клапана, продвигайте его непосредственно в щель биопсийного клапана медленно, небольшими порциями. В противном случае возможно изгибание или повреждение эндоскопического инструмента.
3. Удерживая эндоскопический инструмент пальцами на расстоянии приблизительно 4 см от биопсийного клапана, медленно, небольшими порциями, во избежание изгибаания или повреждения, продвигайте его в просвет клапана.

І аі Եї ó°Եðî ааі Լå үі äî æԷî ի Ե÷åæԷլ Ե Եí æòðóì åí ðàì Ե

При использовании эндоскопических инструментов необходимо следовать инструкциям, изложенным в их руководствах по эксплуатации.

“ çâ°å÷åí Լå үі äî æԷî ի Ե÷åæԷլ Եí æòðóì åí ðî â

Извлекайте эндоскопический инструмент медленно, при закрытом и/или убранном в чехол рабочем наконечнике инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается извлекать эндоскопический инструмент, если его рабочий наконечник открыт или выдвинут из чехла. Это может привести к травме пациента и/или повреждению инструмента. В случае невозможности извлечения эндоскопического инструмента из эндоскопа необходимо осторожно извлечь эндоскоп вместе с инструментом под постоянным визуальным эндоскопическим контролем. При этом следует избегать нанесения травмы окружающим тканям.

„ аçåðí аյ ԵæòðåðԵçäöԼյ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается применение лазерной каутеризации во время подачи кислорода. Это может привести к воспламенению во время каутеризации.
- Чтобы избежать травмы пациента и/или повреждения эндоскопа, никогда не допускайте включения лазерного излучения, пока не убедитесь в наличии достаточного расстояния между дистальным концом эндоскопа и объектом, а также в том, что наконечник лазерного зонда находится в правильном положении в эндоскопическом поле зрения.

ОСТОРОЖНО

- Перед введением и извлечением лазерного зонда изгибаемая часть вводимой трубки должна быть максимально выпрямлена. Для этого рычаг регулирования угла отклонения дистального конца ВВЕРХ/ВНИЗ переведите в нейтральное положение. В противном случае возможно повреждение инструментального канала эндоскопа.

- Необходимо некоторое время для охлаждения наконечника лазерного зонда перед его извлечением из канала. При извлечении лазерного зонда в горячем состоянии возможно повреждение инструментального канала эндоскопа.
- Запрещается использовать повреждённый лазерный зонд. Лазерный зонд с повреждённым чехлом или наконечником может привести к травме пациента и/или повреждению оборудования.

Подготовку, проверку и присоединение лазерной установки и лазерного зонда проводите, как описано в соответствующих руководствах по эксплуатации.

` ðî í i î àºüâåî °ýðí ßø °àâàæ

О `` æí î °üçî âàí Łå óæððî Øæððà äºý Æðî í i î àºüâåî °ýðí î ªî °àâàæà

1. Отсоедините аспирационную трубку от коннектора аспирационного клапана. Присоедините аспирационную трубку к аспирационному коннектору устройства для бронхоальвеолярного лаважа. Аспирационную систему устройства соедините с коннектором аспирационного клапана эндоскопа.
2. Канюлю шприца, наполненного жидкостью для проведения лаважа (например, солевым раствором), аккуратно введите в щель в верхней части аспирационного клапана и нажмите на поршень для введения жидкости из шприца в инструментальный канал.
3. Нажмите на аспирационный клапан для аспирации жидкости после проведения лаважа.

О `` æí î °üçî âàí Łå l i ðŁöà

1. Канюлю шприца, наполненного жидкостью для проведения лаважа (например, солевым раствором), аккуратно введите в щель в верхней части аспирационного клапана и нажмите на поршень для введения жидкости из шприца в инструментальный канал.
2. При присоединённом шприце медленно оттяните поршень шприца для аспирации жидкости после проведения лаважа.

4.3 `` çâºå÷åí Łå ýí äî æŒî i à

1. Медленно извлеките эндоскоп под постоянным визуальным эндоскопическим контролем.
2. Удалите загубник изо рта пациента.

4.4 Өðàí æї î Өððöî âŒà ýí äî æŒî î à

Өðàí æї î Өððöî âŒà áí óððL î åäëöLí æŒî "î ө÷ðåæääí Łü

Во время переноски следует удерживать блок управления вместе с коннектором универсального кабеля в одной руке, а дистальный конец вводимой трубы - надёжно, но без излишнего сжатия следует удерживать в другой руке, как это показано на рис. 4.4.




Рис. 4.4.

Өðàí æї î Өððöî âŒà áí å î åäëöLí æŒî "î ө÷ðåæääí Łü

Эндоскоп необходимо перевозить в специальном транспортном футляре.

ОСТОРОЖНО

- Очистка или дезинфекция транспортного футляра не предусмотрена. Перед укладкой в транспортный футляр, необходимо провести очистку и дезинфекцию или стерилизацию эндоскопа.
- Перед транспортировкой эндоскопа присоедините колпачок для стерилизации оксидом этилена, во избежание повреждения эндоскопа вследствие колебаний атмосферного давления.

^ Á`À 5. ` -À` 0°À: ` ÙÀВ Ì -Ò, ~ .. °À

5.1 Ì åòî ä£-åæ£å ó£àçàí £ý

- В главах с 5 «Обработка: общая методика» по 8 «Оборудование для очистки и дезинфекции» описываются рекомендуемые методики и оборудование для очистки и дезинфекции или стерилизации данного инструмента.
- Тщательно ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации всего оборудования, которое предполагается использовать вместе с данным инструментом и используйте оборудование в соответствии с инструкциями.
- При наличии вопросов или комментариев относительно информации, изложенной в настоящем руководстве, а также в случае возникновения какой-либо проблемы во время обработки оборудования, которую не удаётся разрешить самостоятельно, обращайтесь на фирму OLYMPUS.
- В медицинской литературе описаны случаи перекрёстного инфицирования пациентов, имевших место в результате неправильно проведенной очистки, дезинфекции или стерилизации. Настоятельно рекомендуется, чтобы занимающийся обработкой оборудования персонал правильно понимал и соблюдал руководящие и методические указания всех государственных и местных лечебных учреждений, которые имеют отношение к обработке.
- Ответственным за обработку эндоскопического оборудования должен быть специально назначенный сотрудник или группа сотрудников из числа персонала отделения эндоскопии. В высшей степени желательно, чтобы на случай отсутствия основного специалиста, ответственного за обработку оборудования, в штате находились заменяющие его обученные сотрудники.
- Все ответственные за обработку оборудования специалисты должны иметь чёткое представление о:
 - технике обработки, используемой в данном медицинском учреждении;
 - нормах и правилах трудовой гигиены и техники безопасности;
 - руководящих и методических указаниях государственных и местных лечебных учреждений;
 - инструкциях, изложенных в настоящем руководстве;
 - механических характеристиках эндоскопического оборудования;
 - соответствующей маркировке антимикробных препаратов.

5.2 1 åðß 1 ðåäî ðòî æí 1 æòŁ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Нарушения методики очистки, дезинфекции высокой степени эффективности или стерилизации эндоскопического оборудования после каждой процедуры могут создать угрозу безопасности пациента. Во время проведения эндоскопического обследования эндоскоп и используемое эндоскопическое оборудование обычно входят в контакт с неизменёнными слизистыми оболочками пациента. Для максимального снижения риска передачи заболеваний от одного пациента к другому, после каждой лечебной процедуры эндоскоп необходимо подвергать тщательной очистке с последующей дезинфекцией высокой степени эффективности или стерилизацией.
- Недостаточно тщательная очистка эндоскопа препятствует проведению эффективной дезинфекции (или стерилизации). Необходимо подвергать тщательной очистке эндоскоп и вспомогательное оборудование перед проведением дезинфекции или стерилизации для удаления микроорганизмов или органического материала, присутствие которых может снизить эффективность процесса дезинфекции или стерилизации.
- Органические вещества пациента и химические средства, используемые для обработки, представляют собой источник потенциальной опасности. Для защиты от опасных химических соединений и инфицированных материалов необходимо надевать индивидуальные средства защиты. Во время проведения очистки и дезинфекции (или стерилизации) следует надевать такие индивидуальные средства защиты, как защитные очки, лицевую маску, водостойкую одежду и химстойкие перчатки. Все защитные средства должны быть соответствующего размера и длины, достаточной для защиты всех открытых участков кожи. Перед тем, как покинуть помещение, где проводилась очистка, следует всегда снимать загрязненные защитные средства.
- Необходимо тщательно смывать остатки растворов дезинфицирующих средств. Промывайте наружные поверхности эндоскопа, каналы и оборудование для очистки водой для удаления остатков дезинфицирующего раствора.
- В помещении для проведения дезинфекции/стерилизации должна быть обеспечена надлежащая вентиляция. Надлежащая вентиляция защищает от токсичных испарений химических веществ.
- Спирт необходимо хранить в герметично закрытом резервуаре. Хранение спирта в открытом резервуаре может привести к его воспламенению, а также потере стерилизующего действия, вследствие испарения.

ОСТОРОЖНО

- Во время промывания или продувки каналов эндоскопа давление воды или воздуха не должно превышать 0,2 МПа (2 кг-сила/см², 29 фунтов/кв. дюйм).
- Перед погружением эндоскопа в моющий или дезинфицирующий раствор следует убедиться, что колпачок для стерилизации оксидом этилена не присоединён к вентиляционному разъёму на коннекторе волоконно-оптического кабеля.

ÀÀ 6. Ì -Ò, ~Ù ` -À` , Ò° .. .
Ñ~ , Ì -ÑÒ·Ì Ù- Ñ~ À“ ” ÙÌ
-Ó~ , À“ ” -Ì , ..
· Ñ~ , Ù· Ó-Ì Ù- Ó·Ì .. x-Ñ° .. -
Ñ- -~ ÑÒ` À

6.1 ÆØåå ï î í ýòŁå æî âì åæòŁì î æòŁ

Многие методы обработки совместимы с эндоскопическим оборудованием фирмы OLYMPUS. Однако некоторые методы к данному оборудованию неприменимы и могут стать причиной его повреждения. Надлежащие методы обработки представлены в приведённой ниже таблице 6.1. При проведении обработки оборудования необходимо руководствоваться данной таблицей, рекомендациями Совета по профилактике инфекционных осложнений Вашего лечебного учреждения, а также руководящими и методическими указаниями государственных и местных лечебных учреждений.

Таблица 6.1

Стерилизация паром (автоклавирование),						
Стерилизация оксидом этилена,						
2 – 3,2% раствор глутаральдегида,						
70% раствор этилового или изопропилового спирта,						
Раствор моющего средства,						
Ультразвуковая очистка,						
Эндоскоп						
Колпачок для стерилизации оксидом этилена (MB-156) Одноразовый биопсийный клапан (MAJ-210)						
Щётка для чистки канала (BW-15B) Щётка для чистки входа инструментального канала (MH-507)						
Аспирационный клапан (MAJ-207) Биопсийный клапан (MD-495) Загубник (MA-651)						



применение допускается,



применение запрещено

[ПРИМЕЧАНИЕ]

Эндоскопические инструменты и другое вспомогательное оборудование, маркированное словами “АВТОКЛАВ” или “МОЖНО АВТОКЛАВИРОВАТЬ”, а также зелёной маркировкой, совместимо с обработкой в автоклаве.

6.2 –àæòâî Ð Ì Í Þøå¤î æðåäæðâà

Используйте раствор разрешённого к применению в медицинских учреждениях нейтрального моющего средства с низкой пенообразующей способностью или ферментсодержащего моющего средства. При этом необходимо придерживаться рекомендаций производителя относительно концентрации и температуры применяемого раствора. Фирма OLYMPUS располагает сведениями о специальных моющих средствах, проверенных на совместимость с данным оборудованием. Запрещается повторное использование моющих средств.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]

Повышенное пенообразование моющего средства может препятствовать надлежащему контакту жидкости с поверхностями внутренних просветов (каналов) обрабатываемого оборудования.

6.3 ~ åçŁí ÒŁöŁðóþøŁå ðàæòâî ðß

В целом раствор глутаральдегида в диапазоне концентраций 2,0 - 3,2%, при использовании в соответствии с рекомендациями изготовителя для обеспечения дезинфекции высокого уровня эффективности, совместим с оборудованием фирмы OLYMPUS. Для получения информации относительно наименований специальных торговых марок дезинфицирующих средств, испытанных на совместимость с данным оборудованием, следует обращаться на фирму OLYMPUS.

Если раствор дезинфицирующего средства используется повторно, то следует проводить периодическую проверку его эффективности с использованием индикаторных полосок, рекомендованных изготовителем. Запрещается использовать раствор с истёкшим сроком годности.

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]

Спирт не относится к средствам для стерилизации или дезинфекции высокого уровня эффективности.

6.4 ̄̄ äà ä°ÿ ̄̄ ðî ì̄̄ ßâ€£ ̄̄ Ǣ̄ ðóäî âàí ÿ̄̄

После извлечения из раствора дезинфицирующего средства инструмент следует тщательно промыть в стерильной воде для удаления остатков дезинфицирующего раствора. В случае отсутствия стерильной воды следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения её микробиологических свойств.

Если после проведения дезинфекции ручным или автоматизированным методами для промывки используется нестерильная вода, поверхности эндоскопа затем следует протереть, а каналы - промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта с последующим просушиванием на воздухе для подавления размножения остаточных бактерий. Запрещается повторное использование воды для промывки.

6.5 ÑòåðË°ËçàöËÿ î ËæËäî ï ýòË°åí à

Как показано в таблице 6.1, данный инструмент и вспомогательное оборудование совместимы с методом стерилизации оксидом этилена, и могут быть стерилизованы парами оксида этилена с последующей продувкой воздухом при параметрах, указанных в приведённой ниже таблице 6.2. При проведении стерилизации необходимо руководствоваться методическими указаниями Вашего лечебного учреждениями и следовать инструкциям производителей оборудования для стерилизации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед проведением стерилизации инструмент должен быть тщательно очищен и высушен. Остаточная влага снижает эффективность стерилизации.
 - Используйте биологические индикаторы эффективности стерилизации, в соответствии с методическими указаниями Вашего лечебного учреждения. При этом необходимо следовать предписаниям руководств по эксплуатации производителей, а также руководящим и методическим указаниям всех государственных и местных лечебных учреждений.
 - Всё эндоскопическое оборудование после стерилизации оксидом этилена должно быть подвергнуто продувке воздухом для удаления остатков токсичного вещества.
 - Превышение указанных параметров стерилизации может привести к повреждению инструмента.

ОСТОРОЖНО

- Перед стерилизацией необходимо присоединить колпачок для стерилизации оксидом этилена к вентиляционному разъёму на коннекторе волоконно-оптического кабеля. Если колпачок для стерилизации оксидом этилена не будет прикреплён к эндоскопу во время стерилизации, то создающийся внутри стерилизационной камеры вакуум может вызвать разрыв каучукового покрытия вводимой трубы и изгибающейся части.

- Перед стерилизацией необходимо тщательно осмотреть все упаковки с оборудованием на предмет выявления отверстий, разрывов и других нарушений герметичности. При обнаружении негерметичных упаковок необходимо произвести их повторную герметизацию и стерилизацию оборудования, в соответствии с приведёнными ниже инструкциями.

Таблица 6.2

Параметры экспозиции при стерилизации оксидом этилена (газовая смесь: 20% оксида этилена и 80% двуокиси углерода).

Стерилизация оксидом этилена	Температура	57°C (135°F)
Давление	0,1 - 0,17 МПа (1 - 1,7 кг-сила/см ²) (16-24 фунтов/кв. дюйм)	
Влажность	55%	
Время экспозиции	1,75 часа	
Концентрация паров оксида этилена	0,6 – 0,7 мг/см ³ (600 - 700 мг/л)	
Продувка воздухом (минимально допустимая)	12 часов в камере для продувки воздухом при 50°C - 57°C (122°F - 135°F) или 7 суток при комнатной температуре.	

6.6 ÑòåðÈ°£çàöÈў ï àðîì ì (àâòî È°àâ£ðî ààí £å) âæí î ì î àðòå°üí î àí î Èí ðóäî ààí £ў

Рекомендуемые параметры стерилизации паром (автоклавирования) представлены в таблице 6.3. Во время автоклавирования необходимо строго соблюдать рекомендованные параметры, руководствуясь методическими указаниями Вашего лечебного учреждениями и следовать инструкциям производителей оборудования для стерилизации. Перед стерилизацией паром (автоклавированием) вспомогательного оборудования необходимо произвести тщательную ультразвуковую очистку при частоте 38 - 47 кГц в течение 5 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда следует использовать биологические индикаторы и придерживаться руководящих и методических указаний производителя, государственных и местных лечебных учреждений.
- Превышение значений рекомендуемых параметров может привести к повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО

- Запрещается подвергать стерилизации в автоклаве эндоскоп, во избежание серьёзного повреждения инструмента.
- Следует всегда располагать упаковки в автоклаве, оставляя между ними свободные пространства. Эффективная стерилизация невозможна при слишком плотном расположении упаковок в автоклаве.
- Перед стерилизацией необходимо тщательно осмотреть все упаковки с оборудованием на предмет выявления отверстий, разрывов и других нарушений герметичности. При обнаружении негерметичных упаковок необходимо произвести их повторную герметизацию и стерилизацию оборудования, в соответствии с приведёнными ниже инструкциями.
- После окончания стерилизации следует высушить упаковки внутри автоклава, используя режим сушки (если таковой предусмотрен в данном автоклаве) или свободной экспозиции упаковок на воздухе при открытой дверце автоклава до полного их высыхания. При извлечении мокрых упаковок из автоклава может нарушиться их стерильность.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Оборудование, маркированное словами «АВТОКЛАВ» или «МОЖНО АВТОКЛАВИРОВАТЬ», а также зелёной полосой или жёлто-зелёным знаком, совместимо с обработкой в автоклаве.
- Некоторые элементы оборудования совместимы с обработкой в автоклаве, несмотря на отсутствие соответствующей маркировки. Для получения информации о совместимости данного элемента оборудования с обработкой в автоклаве ознакомьтесь с его руководством по эксплуатации.

Таблица 6.3.

Параметры экспозиции при стерилизации паром (автоклавировании)

^ ðî õåææ	^ àðàì åòðß	
Предварительное создание вакуума	Температура	132-134°C (270-274°F)
	Продолжительность экспозиции	5 минут

^ „À`À 7. Ì -Ò, ~ Ü , × ÑÒ°°°, ~ - ° "Ö-°Ö°°° ° ÑÒ- -°, ° ° ÀÖ°°°

7.1 „åî Æí î ä£ì î å å î Æí ðóäî åàí £å ä°ÿ î ÆðàÆí ð££

„ î ä°î ðî å£à î Æí ðóäî åàí £ÿ

Перед очисткой, дезинфекцией или стерилизацией подготовьте оборудование, показанное на рис. 7.1.

ОСТОРОЖНО

- Используйте резервуар размерами не менее 40x40 см (16x16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.
- Запрещается сматывать вводимую трубку и универсальный кабель в петли диаметром менее 40 см. При этом возможно затруднение полного удаления органических масс с поверхности инструмента.
- Запрещается сматывать вводимую трубку и универсальный кабель в петли диаметром менее 12 см. В противном случае возможно повреждение инструмента.



- Раствор моющего средства
- Вода для промывки
- 70% раствор этилового или изопропилового спирта
- Раствор дезинфицирующего средства
- Неметаллический резервуар больших размеров с плотно притёртой крышкой для моющего средства и дезинфицирующего раствора.
- Резервуары больших размеров для промывания водой и проведения проверки на герметичность.
- Упаковки для стерилизации оксидом этилена
- Шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл)
- Мягкая щётка
- Ультразвуковой очиститель
- Индивидуальные защитные средства
- Неворсистая ткань

Ýåì áí òß í Äî ðóäî áàí Ły ä°ü í ÄðàÆî òEEŁ Łi Ôóí ËoŁŁ

Если предполагается использовать оборудование для обработки, отличающееся от перечисленного ниже, при его проверке необходимо следовать инструкциям, изложенными в соответствующих руководствах по эксплуатации.

○ ° 1 ° i à÷î E ä°ü æðåðŁ°ŁçàöŁŁ í EæŁäî i yòŁ°åí à (I -156)

Колпачок для стерилизации оксидом этилена предназначен для присоединения к вентиляционному разъёму, который располагается на коннекторе волоконно-оптического кабеля. Колпачок должен быть присоединён на протяжении всего процесса стерилизации оксидом этилена с последующей аэрацией (см. рис. 7.2).




Рис. 7.2

○ Ääàí òåð ä°ü àæi ŁðàöŁî í í î Ø i ÷ŁæðEEŁ (MAJ-222)

Адаптер для аспирационной очистки используется для удаления аспирацией жидкостей, используемых для обработки, через дистальный конец инструмента и аспирационный канал (см. рис. 7.3).




Рис. 7.3.

○ У , оЕа ä°ü ÷ЛæоЕЛ Еаí à°à (BW-15B)

Щётка для чистки канала используется для чистки инструмента изнутри и внутреннего просвета аспирационного канала (см. рис. 7.4).




Рис. 7.4

○ У , оЕа ä°ü ÷ЛæоЕЛ аі î äà £í æòðóì áí òà°üí î °í Еаí à°à (I " -507)

Щётка для чистки входа инструментального канала используется для чистки наружной поверхности эндоскопа и входа инструментального канала (см. рис. 7.5).




Рис. 7.5

~ ðî ååðŒà î Æî ðóäî åàí Łü ä°ü î ÆðàÆî ðŒŁ

Если предполагается использовать оборудование для обработки, отличающееся от перечисленного ниже, при его проверке необходимо следовать инструкциям, изложенными в соответствующих руководствах по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Чистящие щётки являются расходным материалом. При возникновении малейших сомнений относительно их пригодности, следует использовать запасные щётки. Использование повреждённых или изношенных щёток может привести к повреждению эндоскопического оборудования.

○ ~ ðî ååðŒà Èî °i à÷Œà ä°ü æòåðŁ°ŁçàöŁ Ł i ÈæŁäî i ýòŁ°åí à

Проверьте колпачок на предмет повреждений и наличия на его поверхности остатков органического материала (см. рис. 7.2).

○ ~ ðî ååðŒà àäài öåðà ä°ü àæi ŁðàöŁ i i i Ø i ÷ŁæòŒŁ

Проверьте адаптер для аспирационной очистки на предмет повреждений и наличия на его поверхности остатков органического материала (см. рис. 7.3).

○ ~ ðî ååðŒà ø, ðî È ä°ü ÷ŁæòŒŁ Èàí à°à

1. Убедитесь в сохранности и надёжной фиксации щетинок щётки и металлического наконечника на дистальном конце. Проверьте щётки на предмет ослабления или утраты щетины (см. рис. 7.4).
2. Проверьте рукоятку щёток на наличие изгибов, царапин и других дефектов.
3. Проверьте щётку на наличие остатков органического материала на рукоятке и/или щетинках.

○ ~ ðî ååðŒà ø, ðŒŁ ä°ü ÷ŁæòŒŁ ài i äà Łí æòðóì åí ðà°üí i aî Èàí à°à

1. Проверьте щётку на предмет ослабления или утраты щетины (см. рис. 7.5).
2. Проверьте щётку на наличие остатков органического материала на рукоятке и/или щетинках.

7.2 „÷ŁæòĘà, äåçŁí ÔåĘöŁy Ł øoåðŁ°ŁçàoŁy yí äî æĘi i à
Ñ åì à i ði öåææà i ÄðàÆi òĘŁ

Извлечение эндоскопа

Предварительная очистка (разд.

7.3 ÆðåääâæðŁòå°üí àÿ î ÷ŁæðŒà

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если предварительная очистка эндоскопа не производится немедленно после его использования, это может привести к отвердеванию органического материала и затруднению проведения последующих этапов обработки.

Предварительная очистка эндоскопа производится немедленно по окончании процедуры в операционной. Эти этапы обработки следует выполнять при включенном электропитании источника света и аспирационного насоса.

"åî ÆI î äLì î å î Æî ðóäî âàí Lå

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
 - Чистая неворсистая ткань
 - Резервуар ёмкостью 500 см³ (500 мл)
 - Раствор моющего средства

~ ðî òðŁòå ââî äŁì óþ ÷àæòü

ОСТОРОЖНО

Следует соблюдать осторожность при обращении с вводимой частью эндоскопа. Плотное сжатие или чрезмерный перегиб вводимой трубы или изгибающейся части могут привести к серьёзному повреждению вводимой трубы, а также каучукового покрытия вводимой трубы и изгибающейся части.

1. Подготовьте раствор моющего средства в резервуаре ёмкостью 500 см³ (500 мл).
 2. Протрите вводимую трубку по всей длине чистой неворсистой тканью, смоченной в растворе моющего средства. Протирать вводимую трубку следует, начиная от защитного колпака в направлении к дистальному концу.

✓ Ðî ååäŁòå àæï ŁðàöŁþ ðàæòâî ðà ì î þøåäî æðåäæòâà

ОСТОРОЖНО

Необходимо следить, чтобы не происходило переполнение резервуара аспирационного насоса. В противном случае возможно повреждение насоса.

1. Включите электропитание аспирационного насоса.
2. Погрузите дистальный конец вводимой трубки эндоскопа к раствору моющего средства. Нажмите на аспирационный клапан и проведите аспирацию моющего раствора в просвет канала эндоскопа в течение 30 секунд.
3. Извлеките дистальный конец вводимой трубки из моющего раствора. Нажмите на аспирационный клапан и проведите аспирацию воздуха в течение 10 секунд.
4. Выключите электропитание аспирационного насоса.

✓ ðæî åäŁí åí Łå ææ, ì í ßí ýºåì åí ðî å í Åí ðóäâî åàí Łý î ò ýí äâæí î à

1. Отсоедините аспирационную трубку от аспирационного клапана.
2. Извлеките аспирационный клапан из эндоскопа (см. рис. 7.6).




Рис. 7.6.

3. В случае использования одноразового биопсийного клапана (MAJ-210), извлеките его, как показано на рис. 7.7 для последующей замены на новый клапан.

В случае использования биопсийного клапана (MD-495), извлеките его и поместите в резервуар с раствором моющего средства. Очистку, дезинфекцию и стерилизацию клапана производите, как описано в разделе 7.9 «Методы очистки, дезинфекции и стерилизации для съёмных элементов оборудования и оборудования для обработки».




Рис. 7.7.

4. Отсоедините коннектор универсального кабеля эндоскопа от источника света.

ОСТОРОЖНО

Не следует прикасаться к металлической части коннектора универсального кабеля эндоскопа непосредственно после отсоединения от источника света. Это может привести к ожогу оператора или пациента.

5. Перенесите эндоскоп и резервуар со съёмными элементами в помещение для обработки оборудования.

7.4 ^ ÓÍ áåÓÉà í à ^åÓí áòĽ÷í î æòü

После предварительной очистки необходимо провести проверку на герметичность для подтверждения водонепроницаемости инструмента.

”åí Áí î äĽí î åí Áí Óóäí áàí Łå

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
- Резервуар больших размеров
- Вода
- Установка для технического обслуживания (MU-1) или источник света (CLV-U40)
- Течеискатель (MB-155)

ОСТОРОЖНО

- Запрещается присоединять или отсоединять колпачок течеискателя во время погружения. В противном случае возможно проникновение воды внутрь эндоскопа и его повреждение.
- Поворачивайте колпачок течеискателя до упора. При отсутствии надёжного закрепления колпачка, во внутренних пространствах эндоскопа не будет создаваться избыточное давление при погружении, что сделает невозможным проведение эффективной проверки на герметичность.
- Во время проведения проверки на герметичность места протечек выявляются по непрерывному выделению серий пузырьков воздуха с поверхности погружённого в воду эндоскопа. Это означает, что вода может проникнуть внутрь эндоскопа в местах выделения пузырьков. В случае установления нарушения герметичности необходимо извлечь эндоскоп из воды и обратиться на фирму OLYMPUS.
- Необходимо всегда отсоединять коннектор течеискателя от источника света или установки для технического обслуживания не менее чем за 30 секунд до отсоединения колпачка течеискателя от вентиляционного разъёма на коннекторе волоконно-оптического кабеля эндоскопа. Отсоединение колпачка течеискателя от вентиляционного разъёма в то время, когда течеискатель ещё присоединён к источнику света, не позволит провести надлежащим образом сброс давления из внутренних полостей эндоскопа, что может привести к повреждению эндоскопа, источника света или установки для технического обслуживания.
- Необходимо тщательно протирать течеискатель. Остающиеся внутри течеискателя незначительные количества воды могут привести к повреждению эндоскопа, источника света или установки для технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ

При присоединённом надлежащим образом коннекторе течеискателя отмечается растяжение каучукового покрытия вводимой трубки и изгибаемой части, что связано с увеличением давления во внутренних полостях эндоскопа. Это свидетельствует о нормальном состоянии инструмента.

1. Наполните резервуар водой. Используйте резервуар размерами не менее 40x40 см (16x16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.




Рис. 7.8

2. Присоедините коннектор течеискателя к разъёму на выходе установки для технического обслуживания (MU-1) или источника света и включите электропитание установки или источника. В случае использования источника света, установите переключатель потока воздуха в положение «HIGH» или «3» (см. рис. 7.8).
3. Убедитесь, что при помощи течеискателя можно дозировать поступление воздуха. Для этого необходимо осторожно нажимать на штырь, расположенный с внутренней стороны колпачка течеискателя. При этом можно удалять избыток воздуха внутри течеискателя.
4. Присоедините колпачок течеискателя к вентиляционному разъёму коннектора волоконно-оптического кабеля (см. рис. 7.8).
5. Эндоскоп с присоединённым течеискателем погрузите в воду и наблюдайте в течение приблизительно 30 секунд, при одновременном манипулировании изгибаемой частью. Убедитесь в отсутствии на поверхности эндоскопа мест, из которых происходит непрерывное выделение серий пузырьков воздуха.
6. Извлеките эндоскоп с присоединённым течеискателем из резервуара с водой.
7. Выключите электропитание установки для технического обслуживания или источника света.
8. Отсоедините течеискатель от установки для технического обслуживания или источника света.

9. После паузы в 30 секунд, или после восстановления первоначального состояния каучукового покрытия изгибаемой части (из растянутого в обычное состояние) отсоедините колпачок течеискателя от вентиляционного разъёма эндоскопа.

10. Тщательно высушите течеискатель.

7.5 –Ó÷Í àÿ î ÷ŁæòÈà

По окончании проверки на герметичность необходимо провести ручную очистку эндоскопа в соответствии с изложенной ниже методикой.

”åî ÁI î äLì î å î ÁI ðóäî âàí Łá

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
- Мягкая щётка
- Чистая неворсистая ткань
- Резервуары больших размеров
- Раствор моющего средства
- Шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл)
- Чистая вода
- Адаптер для аспирационной очистки (МАJ-222)
- Щётка для чистки канала (BW-15B)
- Щётка для чистки входа инструментального канала (MH-507)

ОСТОРОЖНО

Для предотвращения повреждения эндоскопа запрещается погружать его в раствор моющего средства вместе с другим оборудованием, кроме оборудования для обработки.

×ŁæòÈà î àðóæí ßí î áåðí î àðååØ

1. Наполните резервуары водой и раствором моющего средства с низким пенообразованием температуры и концентрации, рекомендованной производителем. Используйте резервуар размерами не менее 40x40 см (16x16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.
2. Погрузите эндоскоп в резервуар, содержащий раствор моющего средства.
3. После погружения тщательно очистите и протрите наружную поверхность эндоскопа, используя неворсистую ткань и мягкую щётку. Обратите особое внимание на тщательную очистку всех поверхностей дистального конца.

×ÊæòÈà Ëàí à°î â úí äî æÈî î à

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время использования щёток для чистки каналов необходимо держать эндоскоп погружённым в раствор моющего средства, чтобы избежать разбрызгивания моющего раствора.
- Щётка для чистки каналов эндоскопа является элементом оборудования, подверженного износу. Повторное использование может вызвать изгибание или деформацию головки щётки и дистального конца. Перед каждым использованием необходимо проверять щётку на предмет наличия повреждений. При выявлении отрыва дистального конца щётки следует иметь ввиду, что фрагмент щётки может остаться в просвете канала эндоскопа. Поэтому необходимо тщательно проверить просвет канала, пропуская через него другую щётку или эндоскопический инструмент. Если фрагмент щётки останется в просвете канала эндоскопа, он может выпасть в просвет полого органа пациента во время проведения процедуры. В зависимости от местоположения фрагмента щётки в просвете канала эндоскопа, его удаление может быть затруднено при пропускании другой щётки или эндоскопического инструмента. В этом случае следует обратиться на фирму OLYMPUS.

Производите чистку инструментального/аспирационного каналов, цилиндра аспирационного клапана и входа инструментального канала эндоскопа, погружённого в раствор моющего средства, в следующем порядке (см. рис. 7.9).




Рис. 7.9.

○ ×ŁæðÈà àæi ŁðàöŁî í ī ā Èäí à°à ââi äŁi ī Ø ððóÆEŁ
(í ài ðàâ°åí Łå æððå°EŁ «À»)

1. Выпрямите изгибающую часть эндоскопа. Удерживайте рукой щётку для чистки канала (BW-15B) на расстоянии 3 см от щетины.
2. Введите дистальный конец щётки для чистки канала в отверстие цилиндра аспирационного клапана, как показано на рис. 7.9. Небольшими порциями, постепенно пропустите щётку через канал по всей длине вводимой трубы до появления её дистального конца со щетиной из отверстия на дистальном конце эндоскопа.
3. Промойте щетину щётки пальцами в растворе моющего средства. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении через канал.
4. Повторно промойте щетину щётки в растворе моющего средства.
5. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления остатков органического материала из просвета канала. В этом случае после извлечения щётки из канала щетина будет оставаться идеально чистой.

○ ×ŁæðÈà Łí æððói åí òà°üí ī ā Èäí à°à (í ài ðàâ°åí Łå æððå°EŁ «'»)

1. Удерживайте рукой щётку для чистки канала (BW-15B) на расстоянии 3 см от щетины.
2. Введите дистальный конец щётки для чистки канала в отверстие входа инструментального канала, как показано на рис. 7.9. Небольшими порциями, постепенно пропустите щётку через канал по всей длине вводимой трубы до появления её дистального конца со щетиной из отверстия на дистальном конце эндоскопа.
3. Промойте щетину щётки пальцами в растворе моющего средства. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении через канал.
4. Повторно промойте щетину щётки в растворе моющего средства.
5. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления остатков органического материала из просвета канала. В этом случае после извлечения щётки из канала щетина будет оставаться идеально чистой.

○ ×ŁæðÈà öŁ°Łi äðà àæi ŁðàöŁî í ī ā E°ài àí à
(í ài ðàâ°åí Łå æððå°EŁ «Ñ»)

ОСТОРОЖНО

При введении щётки для чистки входа инструментального канала в цилиндр аспирационного клапана, щётку не следует форсированно вводить в просвет цилиндра на расстояние, превышающее половину длины отдела, покрытого щетинками. В противном случае возможно заклинивание щётки внутри цилиндра аспирационного клапана.

1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа инструментального канала в просвет цилиндра аспирационного клапана на половину длины части, покрытой щетиной, как это показано стрелкой «С» на рис. 7.9.
2. Однократно поверните щётку вокруг продольной оси.
3. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении и промойте щетинки в растворе моющего средства.

4. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления остатков органического материала из просвета цилиндра аспирационного клапана. В этом случае после извлечения щётки щетина будет оставаться идеально чистой.

О × ËæðÈà ái í äà Ëí æòðóì áí ðà°üí í °ä Ëàí à°à
(í ài ðàâ°åí Ëå æòðå°È«D»)

1. Введите дистальный конец щётки для чистки входа инструментального канала (МН-507) в просвет входа до упора рукояткой щётки о бортик входа, как это показано стрелкой «С» на рис. 7.9.
2. Однократно поверните щётку вокруг продольной оси.
3. Осторожно вытяните щётку в обратном направлении и промойте щетинки в растворе моющего средства.
4. Повторяйте описанную процедуру до полного удаления остатков органического материала из просвета входа инструментального канала. В этом случае после извлечения щётки щетина будет оставаться идеально чистой.

Àæi ËðàöËü i i þøå°ä ðàæðåî ðà á i ðî æâåò Ëí æòðóì áí ðà°üí í °ä /
àæi ËðàöËî i i i °ä Ëàí à°à

1. Присоедините соответствующий колпачок адаптера для аспирационной очистки к входу инструментального канала, другой колпачок присоедините к цилиндуру аспирационного канала (см. рис. 7.10).
2. Трубку аспирационного насоса присоедините к отверстию для аспирации адаптера.
3. Включите электропитание аспирационного насоса.
4. Погрузите дистальный конец эндоскопа в моющий раствор.
5. Проведите аспирацию моющего раствора в течение 30 секунд.
6. Выключите электропитание аспирационного насоса.
7. Отсоедините аспирационную трубку от отверстия для аспирации адаптера для аспирационной очистки.

° ðî i ßâàí Ëå Ëí æòðóì áí ðà°üí í °ä /àæi ËðàöËî i i i °ä Ëàí à°à ðàæðåî ðî i
i i þøå°ä æðåäæðåà

1. Полностью погрузите эндоскоп и адаптер для аспирационной очистки в раствор моющего средства.
2. Присоедините шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл) к отверстию для аспирации адаптера.
3. Извлеките поршень шприца для наполнения инструментального/ аспирационного канала и адаптера для аспирационной очистки раствором моющего средства (см. рис. 7.10).

4. В полностью погружённом состоянии отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа.

ОСТОРОЖНО

Во время отсоединения адаптера для аспирационной очистки от эндоскопа запрещается натягивать трубы адаптера. Следует аккуратно отсоединять колпачки от входа инструментального канала и цилиндра аспирационного клапана. В противном случае возможно повреждение адаптера.




Рис. 7.10.

· àì à÷Łåàí Łå ýí äî æ£î i à Ł âæï î i ̄ àòå°üí i aî i Äî ðóäî âàí Łü
â ðàæòâî ðå i i þøå°î æðåäæòâà

1. Используя неворсистую ткань, удалите остатки органического материала с наружных поверхностей эндоскопа, погружённого в раствор моющего средства.
2. Накройте резервуар плотно притёртой крышкой.
3. Продолжительность замачивания эндоскопа и температура раствора моющего средства указаны в инструкциях производителя моющего средства.

· ðî i Båàí Łå äî äî Ø ýí äî æ£î i à Ł âæï î i ̄ àòå°üí i aî i Äî ðóäî âàí Łü

1. Извлеките эндоскоп из раствора моющего средства и поместите его в резервуар с чистой водой.
2. Слегка перемешайте оборудование в резервуаре для наиболее тщательного промывания.

Óäà°åí Łå ì í þøå°î ðàæðôåî ðà Łç Łí æòðóì åí ðà°üí î °î /
àæï ŁðàöŁî í í î °î Èæí à°à

1. Присоедините соответствующий колпачок адаптера для аспирационной очистки к цилинду аспирационного канала. Трубку аспирационного насоса присоедините к отверстию для аспирации адаптера.
2. Включите электропитание аспирационного насоса. Проведите аспирацию воды в течение 30 секунд.
3. Эндоскоп, вместе с присоединённым к нему адаптером для аспирационной очистки извлеките из воды. Проведите аспирацию воздуха в течение 20 секунд.
4. Выключите электропитание аспирационного насоса.
5. Отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа.
6. Отсоедините аспирационную трубку от отверстия для аспирации адаптера.

^ßæół Łòå í àðóæí ßå î í ååðí í í æòŁ ýí äî æÈî í à Ł àäàí ðåðà
ä°ý àæï ŁðàöŁî í í Ø î ÷ŁæðØŁ

1. Используя неворсистую ткань, тщательно высушите наружные поверхности эндоскопа и адаптера для аспирационной очистки.
2. Осмотрите наружные поверхности эндоскопа на предмет наличия остатков органического материала. В случае обнаружения органических остатков повторите очистку в соответствии с инструкциями, изложенными в данном разделе.

^ ðåäåàðŁòå°üí î å çàì à-Łåàí Łå î í å°å í ðî ååäåí Ły ýí äî æÈî í Ł Ł
å óæ°î åŁy î àææŁáí î °î Èðî åî ðå÷åí Ły Ł/Ł° Ł å å°ó÷åå î ðæðî ÷åí î Ø
î ÅðàÆî ðÆŁ

ОСТОРОЖНО

К описанной ниже методике следует прибегать только в случаях состоявшегося массивного кровотечения и/или отсроченной обработки. Следует избегать погружений эндоскопа в жидкость без крайней необходимости. Неоправданно длительное погружение может привести к повреждению эндоскопа.

Проведите предварительную очистку эндоскопа в соответствии с методикой, изложенной в разделе 7.3 «Предварительная очистка» и разделе 7.4 «Проверка на герметичность».

1. Наполните резервуар раствором моющего средства с низким пенообразованием температуры и концентрации, рекомендованной производителем. Используйте резервуар размерами не менее 40x40 см (16x16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.
2. Осторожно сматывайте вводимую трубку и универсальный кабель и полностью погрузите эндоскоп в раствор моющего средства.

ОСТОРОЖНО

Запрещается сматывать вводимую трубку и универсальный кабель в петли диаметром менее 12 см. Это может привести к повреждению оборудования.

3. Присоедините адаптер для аспирационной очистки к эндоскопу. Полностью погрузите эндоскоп в раствор моющего средства.
4. Присоедините шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки и извлеките поршень шприца для наполнения инструментального/аспирационного канала и адаптера для аспирационной очистки раствором моющего средства (см. рис. 7.10).
5. В полностью погружённом состоянии отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа.

ОСТОРОЖНО

Во время отсоединения адаптера для аспирационной очистки от эндоскопа запрещается натягивать трубы адаптера. Следует аккуратно отсоединять колпачки от входа инструментального канала и цилиндра аспирационного клапана. В противном случае возможно повреждение адаптера.

6. Оставьте эндоскоп в погружённом состоянии на 1 час при температуре, рекомендованной производителем моющего средства.
7. Извлеките эндоскоп из раствора моющего средства.
8. После замачивания необходимо провести ручную очистку эндоскопа по стандартной методике, описанной в данном разделе, а затем провести дезинфекцию или стерилизацию эндоскопа, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 7.6 «Дезинфекция высокого уровня эффективности» и разделе 7.8 «Стерилизация».

7.6 ^ åçŁí ÔåŒöŁü âßæî Èí aî óðî áí ü ýÔÔåŒoŁâí î æoŁ

После ручной очистки проведите дезинфекцию эндоскопа в соответствии с изложенной ниже методикой.

"åí Èí î äŁì î åí Èí ðóäî áàí Łå:

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
- Чистая неворсистая ткань
- Резервуар больших размеров
- Дезинфицирующий раствор
- Адаптер для аспирационной очистки (MAJ-222)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все этапы дезинфекции эндоскопа необходимо проводить при полном погружении в дезинфицирующий раствор эндоскопа и вспомогательного оборудования. В противном случае может снизиться эффективность дезинфекции, вследствие неполного контакта дезинфицирующего раствора с поверхностями оборудования.

^ î äaî òî áŒà

1. Наполните резервуар дезинфицирующим раствором температуры и концентрации, рекомендованной производителем. Используйте резервуар размерами не менее 40 ? 40 см (16 ?16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.
2. Присоедините адаптер для аспирационной очистки к эндоскопу.
3. Присоедините шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки.

· ðî ì ßâàí Łå Łí æòðóì åí ðà°üí î ° /àæï ŁðàöŁî í í î ° Æäí à°à
ääçŁí ÔŁöŁðóþøŁì ðàæðâî ðî ì

1. Полностью погрузите эндоскоп и всё вспомогательное оборудование в резервуар с дезинфицирующим раствором.
2. Извлеките поршень шприца для наполнения инструментального/аспирационного канала и адаптера для аспирационной очистки дезинфицирующим раствором.
3. В полностью погружённом состоянии отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа. Оставьте эндоскоп и вспомогательное оборудование в погружённом состоянии.

· àí à÷Łâàí Łå yí äî æÆî i à Ł áæï î ì î °àòå°üí î ° î Æî ðóäî áàí Ły
ääçŁí ÔŁöŁðóþøåî ðàæðâî ðå

1. В случае прилипания пузырьков воздуха к наружной поверхности эндоскопа или адаптера для аспирационной очистки, удалите их чистой неворсистой тканью.
2. Накройте резервуар плотно притёртой крышкой для уменьшения испарения дезинфицирующего раствора.
3. Продолжительность замачивания эндоскопа и температура дезинфицирующего раствора указаны в инструкциях производителя дезинфицирующего раствора.

· çâ°å÷åí Łå yí äî æÆî i à Ł áæï î ì î °àòå°üí î ° î Æî ðóäî áàí Ły
Łç äåçŁí ÔŁöŁðóþøå°î ðàæðâî ðå

1. Перед извлечением эндоскопа из дезинфицирующего раствора присоедините адаптер для аспирационной очистки к эндоскопу.
2. Присоедините шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл) к адаптеру для аспирационной очистки и введите в канал 90 см³ (90 мл) воздуха.
3. Извлеките эндоскоп и вспомогательное оборудование из дезинфицирующего раствора.
4. Отсоедините вспомогательное оборудование от эндоскопа.

7.7 ^ ðî ï ßâàí Łå âî äî Ø i î æ°å i ðî ååäåí Łü äåçŁí ÔåŒöŁŁ âßæî Eî aî óðî âí ý ýôÔåŒöŁâí i æòŁ

После извлечения из раствора дезинфицирующего средства, инструмент следует тщательно промыть в соответствии с приведённой ниже методикой. Для промывания следует использовать воду соответствующего микробиологического качества. Извлечённый из дезинфицирующего раствора инструмент следует тщательно промыть стерильной водой. В случае отсутствия стерильной воды, следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения её микробиологических свойств. Если после проведения дезинфекции для промывки используется нестерильная вода, оборудование затем следует промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта (см. подраздел «Промывание нестерильной водой и спиртом» на стр. 58). Проконсультируйтесь у группы специалистов Вашего лечебного учреждения, занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.

” åî Äi i äŁi i å i Äi ðóäî åàí Łå

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
- Стерильная неворсистая ткань
- Резервуар больших размеров
- Стерильная вода (для промывания стерильной водой)
- Чистая вода (для промывания нестерильной водой)
- 70% раствор этилового или изопропилового спирта
- Адаптер для аспирационной очистки

○ ^ ðî ï ßâàí Łå æòåŒöÜí i Ø âî äî Ø

1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте резервуар размерами не менее 40x40 см (16x16 дюймов) и глубины, достаточной для полного погружения эндоскопа.
2. Погрузите эндоскоп и вспомогательное оборудование в стерильную воду. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно промойте и протрите все наружные поверхности оборудования.
3. Присоедините к эндоскопу адаптер для аспирационной очистки и аспирационный насос.
4. Включите электропитание аспирационного насоса.
5. Проведите аспирацию стерильной воды в течение 30 секунд.
6. Извлеките эндоскоп из стерильной воды и проведите аспирацию воздуха в течение 60 секунд.
7. Выключите электропитание аспирационного насоса.
8. Удерживайте блок управления эндоскопа, направляя вход инструментального канала вниз, и отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа (см. рис. 7.11).

9. Протрите насухо наружные поверхности эндоскопа и всего вспомогательного оборудования стерильной неворсистой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Промывание каналов эндоскопа 70% раствором этилового или изопропилового спирта после промывания их стерильной водой ускоряет высыхание внутренних поверхностей каналов.




Рис. 7.11.

ОСТОРОЖНО

Спирт является легковоспламеняющимся материалом. При использовании соблюдайте осторожность

1. Наполните резервуар небольшого размера 70% раствором этилового или изопропилового спирта.
2. Нестерильную воду и воздух вводите в соответствии с методикой, описанной в разделе «Промывание стерильной водой» на стр. 57.
3. Дистальный конец эндоскопа погрузите в спирт. Проведите аспирацию спирта в течение 5 секунд.
4. Извлеките дистальный конец эндоскопа из спирта и проведите аспирацию воздуха в течение 20 секунд.
5. Выключите электропитание аспирационного насоса.
6. Удерживайте блок управления эндоскопа, направляя вход инструментального канала вниз, и отсоедините адаптер для аспирационной очистки от эндоскопа (см. рис. 7.11).
7. Протрите насухо наружные поверхности эндоскопа и всего вспомогательного оборудования стерильной неворсистой тканью.

8. Используя стерильную неворсистую ткань, смоченную раствором спирта, тщательно протрите наружные поверхности эндоскопа и вспомогательного оборудования.
9. Используя стерильные ватные тампоны, тщательно высушите внутренние поверхности цилиндра аспирационного клапана и входа инструментального канала.

7.8 ÑòåðÈ°ÈçàöËü

ÑòåðÈ°ÈçàöËü î ÈæÌäî î ýòÈ°åí à

В качестве альтернативы дезинфекции высокого уровня эффективности допускается стерилизация эндоскопа в парах оксида этилена. После выполнения ручной очистки и высушивания, как описано в разделе 7.3 «Предварительная очистка» и разделе 7.5 «Ручная очистка», следуйте изложенным ниже инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Превышение указанных параметров стерилизации может привести к повреждению инструмента.

ОСТОРОЖНО

Если колпачок для стерилизации оксидом этилена не будет прикреплён к эндоскопу во время стерилизации, то создающийся внутри стерилизационной камеры вакуум может вызвать разрыв каучукового покрытия вводимой трубки и изгибающей части.

1. Перед стерилизацией оксидом этилена присоедините колпачок для стерилизации оксидом этилена к вентиляционному разъёму
2. Поместите инструмент в герметичную упаковку, предназначенную для стерилизации оксидом этилена, в соответствии с методическими указаниями вашего лечебного учреждения.
3. Стерилизацию инструмента проводите в соответствии с параметрами экспозиции при стерилизации оксидом этилена, изложенным в разделе 6.5 «Стерилизация оксидом этилена», а также инструкциями производителя стерилизатора.
4. Аэрацию элементов оборудования проведите в соответствии с минимально допустимыми параметрами аэрации, изложенными в разделе 6.5 «Стерилизация оксидом этилена».
5. Хранение оборудования проводите, как описано в главе 9 «Хранение».

7.9 „ŁaðøĘà, äåçŁí ÔåĘöŁy Ł æòåðŁ°ŁçàöŁy ææ, i í Bı
y°åì åí öi â Ł i Äi ðoäi âaí Ły ä°y i ÄðàÄi öĘŁ

В данном разделе содержится описание методик очистки, дезинфекции и стерилизации съёмных элементов и оборудования для обработки, представленного ниже. Сведения об обработке другого оборудования изложены в соответствующих руководствах по эксплуатации. Сведения о совместимости с указанными методами обработки представлены в разделе 6.1 «Общее понятие совместимости».

"åî Ä| î ä| k| î å î Ä| ðóäî âàí kå

Подготовьте следующее оборудование:

- Индивидуальные защитные средства
 - Мягкая щётка
 - Резервуар больших размеров
 - Раствор моющего средства
 - Стерильная вода (для промывания стерильной водой)
 - Чистая вода (для промывания нестерильной водой)
 - Чистая неворсистая ткань

○ የዚህ አሰጣጥ እንደሚከተሉት ማረጋገጫ ነው፡፡

- Адаптер для аспирационной очистки (МАJ-222)

○ ‘æi̯ i̯ i̯ a̯ðåºüí i̯ å̯ i̯ Æi̯ ðoäi̯ a̯àí l̯å̯, E̯i̯ ði̯ ði̯ å̯ i̯ ÆB÷í i̯ i̯ ÆðaÆàðBâàðoæy̯ i̯ ðaäºüí i̯ i̯ ò̯ yí a̯äí æE̯i̯ i̯ à̯

- Загубник (МА-651)
 - Щётка для чистки канала (BW-15B)
 - Щётка для чистки входа инструментального канала (MH-507)
 - Аспирационный клапан (MAJ-207)
 - Биопсийный клапан (MD-495)

ПРИМЕЧАНИЕ Аспирационный клапан (МАJ-207) и биопсийный клапан (MD-495) могут не применяться в некоторых областях.

—àçÆî ðŒà àæї £ðаö£î í í î àí (MAJ-207)

1. Извлеките прокладку клапана из главного корпуса клапана (см. рис. 7.12).
2. Извлеките поршень и пружину из главного корпуса клапана (см. рис. 7.12).
3. Извлеките поршень из пружины (см. рис. 7.12).




Рис. 7.12.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пружина, прокладка клапана, главный корпус и поршень окрашены в серый цвет. Серый цвет является отличительным признаком данных элементов оборудования.

—ó÷í àÿ î ÷£аðŒа

ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что все элементы оборудования при погружении в моющий раствор не соприкасаются друг с другом.

1. Наполните резервуары водой и раствором моющего средства с низким пенообразованием температуры и концентрации, которые рекомендованы производителем моющего средства. Используйте резервуар достаточной глубины для полного погружения всего оборудования.
2. Погрузите оборудование в резервуар с раствором моющего средства. Перед погружением отсоедините колпачок от главного корпуса биопсийного клапана.
3. Тщательно очистите наружные поверхности оборудования, погруженного в раствор моющего средства, чистой мягкой щёткой или неворсистой тканью.
4. Чистку щетины щёток необходимо проводить в погруженном состоянии.
5. Используя щётки, тщательно очистите отверстия и места разъёмов разобранного аспирационного клапана и биопсийного клапана до полного удаления остатков органического материала. Чистку щетины щёток необходимо проводить в погруженном состоянии.
6. Произведите замачивание оборудования в моющем растворе. Продолжительность замачивания оборудования и температура раствора моющего средства указаны в инструкциях производителя моющего средства.

7. Извлеките оборудование из раствора моющего средства и поместите в резервуар с чистой водой.
8. Осмотрите наружные поверхности всего оборудования. В случае выявления органических остатков проведите ультразвуковую очистку в течение 5 минут при частоте 38 - 47 кГц.
9. Извлеките оборудование из резервуара с чистой водой.
10. Тщательно высушите наружные поверхности оборудования чистой неворсистой тканью.

^ åçŁí ÔåŒöŁü âßæî Eî " óðî áí ý úÔÔåŒöŁâî î æòŁ

1. Наполните резервуар дезинфицирующим раствором температуры и концентрации, рекомендованной производителем. Используйте резервуар достаточной глубины для полного погружения всего оборудования.
2. Погрузите съёмное оборудование и оборудование для обработки в резервуар.
3. Используя неворсистую ткань или шприц ёмкостью 30 см³ (30 мл), протрите и/или промойте все наружные поверхности оборудования для удаления пузырьков воздуха.
4. Протрите несколько раз рукой щетину чистящих щёток, чтобы исключить наличие остаточных пузырьков воздуха.
5. Произведите замачивание оборудования в дезинфицирующем растворе. Продолжительность замачивания съёмных элементов и оборудования для обработки и температура дезинфицирующего раствора указаны в инструкциях производителя дезинфицирующего средства.

^ ðî î ßâàí Łå î Eî ðóäî áàí Łü î î æºå åçŁí ÔåŒöŁŁ âßæî Eî " óðî áí ý úÔÔåŒöŁâî î æòŁ

После извлечения из раствора дезинфицирующего средства, оборудование следует тщательно промыть в соответствии с приведённой ниже методикой. Для промывания следует использовать воду соответствующего микробиологического качества. Извлечённый из дезинфицирующего раствора инструмент следует тщательно промыть стерильной водой. В случае отсутствия стерильной воды, следует использовать очищенную питьевую водопроводную воду или воду, обработанную (например, с помощью фильтрации) для улучшения её микробиологических свойств. Если после проведения дезинфекции для промывки используется нестерильная вода, оборудование затем следует промыть 70% раствором этилового или изопропилового спирта (см. подраздел «Промывание нестерильной водой и спиртом» на стр. 63). Проконсультируйтесь у группы специалистов Вашего лечебного учреждения, занимающихся проблемами распространения внутрибольничных инфекций.

О ^ ðî ì ßâàí Łå æòåðŁ°üí î Ø âî äî Ø

1. Наполните резервуар стерильной водой. Используйте резервуар достаточной глубины для полного погружения оборудования.
2. Извлеките оборудование из дезинфицирующего раствора и погрузите его в стерильную воду.
3. Слегка перемешайте оборудование для более полного его промывания.
4. Извлеките оборудование из стерильной воды.
5. Используя стерильную неворсистую ткань, тщательно протрите и высушите все наружные поверхности оборудования.

[ПРИМЕЧАНИЕ]

Промывание оборудования 70% раствором этилового или изопропилового спирта после промывания стерильной водой ускоряет высыхание поверхностей оборудования.

О ^ ðî ì ßâàí Łå í åæòåðŁ°üí î Ø âî äî Ø Ł æi Łðòî ì

[ОСТОРОЖНО]

Спирт является легковоспламеняющимся материалом. При использовании соблюдайте осторожность

1. Наполните резервуар небольшого размера 70% раствором этилового или изопропилового спирта.
2. Промойте оборудование нестерильной водой в соответствии с методикой, описанной в разделе «Промывание стерильной водой».
3. Погрузите всё оборудование в спирт и слегка перемешайте.
4. Извлеките оборудование из спирта.
5. Протрите насухо наружные поверхности оборудования стерильной неворсистой тканью.

ÑòåðŁ°ŁçàöŁy

○ ÑòåðŁ°ŁçàöŁy i ÈæŁäî i ýoŁ°åí à

ОСТОРОЖНО

Щётки несовместимы с методом стерилизации оксидом этилена.

После проведения ручной очистки и сушки оборудования в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе «Ручная очистка» на стр. 61, необходимо следовать приведённым ниже инструкциям.

1. Поместите все элементы оборудования в герметичные упаковки, предназначенные для стерилизации оксидом этилена. При этом необходимо руководствоваться методическими указаниями Вашего лечебного учреждения.
2. Стерилизацию упаковок с оборудованием необходимо проводить в соответствии с рекомендованными параметрами экспозиции, которые указаны в разделе 6.5 «Стерилизация оксидом этилена». Необходимо также следовать инструкциям производителей оборудования для стерилизации.
3. Аэрацию простерилizedованного оборудования необходимо проводить в соответствии с минимально допустимыми параметрами аэрации, которые указаны в разделе 6.5 «Стерилизация оксидом этилена».
4. Храните оборудование в соответствии с инструкциями, изложенными в главе 9 «Хранение».

○ ÑòåðŁ°ŁçàöŁy i àðî i (àâòî È°àâŁðî ààí Łå)

После проведения очистки в соответствии с инструкциями, изложенными в разделе «Ручная очистка» на стр. 61, следует провести стерилизацию паром в соответствии с приведёнными ниже инструкциями.

1. Поместите все элементы оборудования в отдельные герметичные упаковки для стерилизации паром (автоклавирования), в соответствии с методическими указаниями Вашего лечебного учреждения.
2. Стерилизацию паром (автоклавирование) оборудования необходимо проводить в соответствии с параметрами, указанными в разделе 6.6 «Стерилизация паром (автоклавирование) эндоскопического оборудования». Необходимо также руководствоваться инструкциями производителей оборудования для стерилизации.
3. По окончании стерилизации паром (автоклавирования) необходимо постепенно охладить простерилizedованное оборудование до комнатной температуры. Резкое изменение температур может привести к повреждению оборудования.

ÑÆî ÕÈà àæí ËðàöËî í í aî Ëºàï àí à (MAJ-207)

1. Вставьте прокладку клапана в просвет главного корпуса (см. рис. 7.13).
2. Присоедините пружину к главному корпусу. (см. рис. 7.13).
3. Вставьте поршень в просветы предыдущих элементов, как изображено на рис. 7.13, и нажмите на него несколько раз.




Рис. 7.13.

^À`À 8. -Ó~`À"''-~ß x ÑÒ°'' ''-''''Ó-ºÓ''''

^À`À 8. -Ó~`À"''-~ß x ÑÒ°'' ''-''''Ó-ºÓ''''

Эндоскоп совместим с некоторыми установками для мойки эндоскопа, которые рекомендованы фирмой OLYMPUS. Для получения дополнительной информации относительно использования данного оборудования ознакомьтесь с соответствующими руководствами по эксплуатации.

^À'À 9. Õ—À''--''-

ОСТОРОЖНО

- Шкаф для хранения эндоскопа должен быть чистым, сухим, хорошо вентилируемым; в нём должна поддерживаться температура окружающего воздуха. Хранение эндоскопа под воздействием прямых солнечных лучей, высокой температуры, высокой влажности или рентгеновского излучения может привести к повреждению инструмента или повышению риска распространения инфекции.
 - Перед хранением необходимо отсоединить от эндоскопа все съёмные элементы. Это позволит воздуху свободно циркулировать во внутренних пространствах эндоскопа, что будет способствовать сохранению эндоскопа в сухом состоянии.
 - Не следует хранить эндоскоп в транспортном футляре. Его следует использовать только для транспортировки эндоскопа за пределами медицинского учреждения. Продолжительное хранение эндоскопа в тёмном, влажном и плохо вентилируемом пространстве, каковым является транспортный футляр, создаёт риск распространения инфекции.
1. Перед хранением эндоскопа, после проведения дезинфекции высокого уровня эффективности, необходимо тщательно выслушать все его части (особенно, все внутренние просветы, дистальный конец и линзы), а также всё вспомогательное оборудование.
 2. Используя марлевый тампон, смоченный 70% раствором этилового или изопропилового спирта, тщательно протрите линзы на дистальном конце.
 3. Эндоскоп следует хранить в шкафу в подвешенном состоянии, со свободно свешивающимся дистальным концом. Следует убедиться в том, что вводимая трубка эндоскопа подвешена вертикально в максимально выпрямленном состоянии.

Если на эндоскопе имеются видимые повреждения, инструмент не функционирует надлежащим образом, или при осмотре в соответствии с предписаниями, изложенными в главе 3 «Подготовка и проверка» в инструменте обнаружены какие-либо отклонения от нормального режима работы, необходимо приостановить использование инструмента и обратиться на фирму OLYMPUS.

Чтобы устранить проблемы, свидетельствующие о нарушениях в работе инструмента, необходимо попытаться найти причину, используя сведения, приведённые в разделе 10.1 «Поиск и устранение неисправностей». Если проблема не может быть устранена и при использовании данной информации, необходимо обратиться в фирму OLYMPUS.

Фирма OLYMPUS не выполняет ремонт вспомогательного оборудования. При повреждении вспомогательного оборудования необходимо обращаться на фирму OLYMPUS для приобретения новой единицы оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использовать эндоскоп, если имеется подозрение в отклонении от нормального режима работы. Повреждение или нарушение функций инструмента могут вызвать нарушение безопасности пациента или оператора, или привести к более серьёзному повреждению оборудования.

10.1 ̄ i ŁæE Ł óæòðàí åí Łå í åŁæi' ðàâí i æòåØ

○ °à÷åæòâî ÿí äî æÊî i Ł÷åæÊî aî Łçî Åðàæåí Łÿ Ł°Ł ýðÊî æòü

І Í ɬæáí ɬá í áɬæí ðàáí í æð	‘Í ñì ï æf ay’í ðŁ-Łí à	Ni ñ æí ÆB óæððaí áí Ły
Изображение нечёткое	Линза объектива загрязнена	Протрите линзу объектива ватным тампоном, смоченным 70% раствором этилового или изопропилового спирта.
	Линза окуляра загрязнена	Протрите линзу окуляра ватным тампоном, смоченным 70% раствором этилового или изопропилового спирта.
	Оптическая система не отрегулирована по глазам оператора	Поворачивайте диоптрийное кольцо до тех пор, пока волоконная структура образца материи не будет отчётливо различима на изображении.
Чрезмерно тёмное или светлое изображение	Неправильная регулировка источника света	Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации источника света

О ^î äà÷à æŁäŒî æòŁ ä°ў î ðî î ßâàí Łý

„ Łæàí Łå í åŁæí ðàâí î æòŁ	‘î çì î æf ày î ðŁ–Łí à	Ñi î æf Åß óæòðàí áí Łý
Жидкость для промывания вытекает из биопсийного клапана	Биопсийный клапан присоединён неправильно	Присоедините биопсийный клапан, как описано в разделе 3.4 на стр. 16.
	Шприц присоединён неправильно	Присоедините шприц правильно
Биопсийный клапан не присоединяется	Биопсийный клапан повреждён	Замените биопсийный клапан на новый

О Åæí ŁðàöŁý

„ Łæàí Łå í åŁæí ðàâí î æòŁ	‘î çì î æf ày î ðŁ–Łí à	Ñi î æf Åß óæòðàí áí Łý
Отсутствие аспирации или недостаточное разрежение	Биопсийный клапан присоединён неправильно	Присоедините биопсийный клапан, как описано в разделе 3.4 на стр. 16.
	Биопсийный клапан повреждён	Замените биопсийный клапан на новый
	Неправильная установка или подключение аспирационного насоса	Установите и подключите аспирационный насос, как описано в руководстве по эксплуатации
	Аспирационный клапан повреждён	Замените аспирационный клапан на новый
Аспирационный клапан залипает	Аспирационный клапан повреждён	Замените аспирационный клапан на новый
Аспирационный клапан не возвращается в первоначальное положение	Слишком высоко разрежение аспирационного насоса	Уменьшите разрежение аспирационного насоса
Аспирационный клапан не присоединяется	Аспирационный клапан повреждён	Замените аспирационный клапан на новый

Ō ðĒI áí áí Łå yí äî æĒI ī Ł÷åæĒI Łí æòðóí áí òî á

І Ëæáí Łå í åŁæí ðàâí í æòŁ	‘í çì í æí àÿí ðŁ-Łí à	Ní í æí Æß óæððáí áí Ły
Эндоскопические инструменты не проходят свободно через просвет инструментального канала	Используются эндоскопические инструменты, не совместимые с используемым эндоскопом	Ознакомьтесь со схемой системы и выберите совместимый эндоскопический инструмент. Убедитесь, что цветная кодировка на инструменте совпадает с кодировкой на эндоскопе.

10.2 ̄í çâðàò yí äî æñí ū à ä°y ðåì ̄í òà

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед возвратом эндоскопа для ремонта необходимо провести тщательную очистку, дезинфекцию высокого уровня эффективности или стерилизацию инструмента. Не обработанный должным образом инструмент представляет опасность инфицирования для персонала, работающего с ним в медицинском учреждении или на фирме OLYMPUS.

ОСТОРОЖНО

Фирма OLYMPUS не принимает на себя ответственность за какие-либо повреждения прибора, которые могут стать результатом ремонта, предпринятого неуполномоченными фирмой OLYMPUS специалистами.

Перед возвратом эндоскопа для ремонта необходимо предварительно связаться с фирмой OLYMPUS. К инструменту необходимо прилагать описание характера его неисправности или повреждения, а также указывать фамилию и номер телефона сотрудника Вашего учреждения, в наибольшей степени осведомлённого о возникшей проблеме. Необходимо прилагать также и заказ на ремонт.


При возврате инструмента для ремонта необходимо выполнять инструкции, изложенные в разделе «Транспортировка вне медицинского учреждения» на стр. 28.

Ñí åì à æŁæðåì ß


Рекомендуемое сочетание оборудования и вспомогательных инструментов, которые могут быть использованы с данным инструментом, представлены в приведённом ниже перечне. Новые изделия, выпущенные после приобретения данного инструмента, также могут быть использованы в комбинации с данным инструментом. Для получения более подробных сведений следует обращаться на фирму OLYMPUS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае использования сочетаний оборудования, отличающихся от указанных ниже, вся полнота ответственности возлагается на лечебное учреждение.



Оборудование для чистки и дезинфекции




Ультразвуковой
очиститель (KS-2/3)



Щётка для чистки
канала (BW-15B)



Щётка для чистки входа
инструментального канала
(MH-507)




Переходник для
аспирационной
очистки (MAJ-222)




Колпачок для
стерилизации оксидом
этилена (MB-156)




Течеискатель (MB-155)




Установка для технического
обслуживания (MU-1)




Галогеновый источник света
(CLH-250/2/SC/CLK-4)



ЭВИС-универсальный
источник света
(CLV-U40)



OES-ксеноновый
источник света
(CLV-S30/S20/S)



Источник света
ЭВИС ЭКСЕРА
(CLV-160, CLE-145)

ҮІ әті әңгімі үз-аәмбәлә әті әті әті әті әті

	Биопсийные щипцы			
	Аллигаторного типа	Качающегося типа	Окончатого типа	Окончатого типа с иглой
BF-TE2	FB-15C-1	FB-52C-1	FB-20C-1	FB-34C-1
BF-PE2	FB-15C-1	FB-52C-1	FB-19C-1	FB-34C-1

	Биопсийные щипцы		Вращающиеся биопсийные щипцы	
	Элипсовидные	Элипсовидные с иглой	Окончатого типа	Элипсовидные с иглой
BF-TE2	FB-21C-1	FB-22C-1	FB-19CR-1	FB-22CR-1
BF-PE2	FB-21C-1	-	FB-19CR-1	-

	Цитологические щётки			
	С двойным изгибом	С чехлом	Стандартного типа	Съёмная
BF-TE2	BC-8C★	BC-9C★	BC-10C★	BC-14 to 16C
BF-PE2	BC-8C★	BC-5C★	BC-10C★	BC-14 to 16C

	Щипцы для захвата		Щипцы для захвата	
	Сpirальные корзинчатого типа			
			С резиновыми наконечниками	В форме «W»
BF-TE2	FG-51D	FG-52D	FG-20P-1	FG-25C-1
BF-PE2	FG-51D	FG-52D	FG-20P-1	-

	Щипцы для захвата	Магнитный экстрактор	Канюля	Промывная трубка
	В форме крысиного рта		Стандартного типа	С распылителем
BF-TE2	FG-26C-1	IE-2P★	PR-2B-1	PW-6P-1
BF-PE2	-	IE-2P★	PR-2B-1	PW-6P-1

	Инъектор	Одноразовый инъектор	Аспирационная игла	Катетер с баллоном на конце
BF-TE2	NM-3K/8L-1/9L-1★	NM-21 to 25L	NA-1C/2C	B5-2C
BF-PE2	NM-3K/8L-1/9L-1★	NM-21 to 25L	NA-1C/2C	B5-2C

	Измерительные приспособления		Цитологическая кюретка	
	Стандартного типа	Изгибающийся		
BF-TE2	M1-1C★	M2-1C/2C★	CC-4CR-1★	CC-5CR-1★
BF-PE2	M1-1C★	M2-1C/2C★	CC-4CR-1★	CC-5CR-1★

	YAG-лазерный зонд
BF-TE2	CYL-E302/E303★
BF-PE2	CYL-E303★

★: Данные эндоскопические инструменты могут быть неприменимы в некоторых областях

OLYMPUS®

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

ОЛЫМПУС ОПТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
117071 Москва, ул. Малая Калужская, дом 19, строение 1, этаж 2
Факс: (095) 958-22-77, телефон: (095) 956-66-87

