

Пластмассовые контейнеры для стерилизации и хранения гибких цистоуретроскопов

Для использования с видеоцистоуретроскопами 1 1272 VN/VNU/VNI/VNIU и 1 1272 VP/VPU/VPI



39403 AS

39403 AS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, перфорированный, с крышкой, для использования с гибкими видеоцисто-, рино- и бронхоскопами, наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

Для использования с видеоцистоуретроскопами CMOS C-VIEW™ 1 1272 V/VU



39406 AS

39406 AS

Контейнер, пластмассовый, для гибких эндоскопов, пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, используется с одним гибким эндоскопом, наружные размеры (Ш x Г x В): 550 x 260 x 90 мм

Обратите внимание: В этих контейнерах фиброскопы могут стерилизоваться только газом и плазмой. Изображенные в контейнерах инструменты предлагаются отдельно.

Для использования с цистоуретрофиброскопами 1 1272 C/CU



39401 AS

39401 AS

Контейнер, пластмассовый, для стерилизации, особенно пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода (Sterrad®), а также для хранения, перфорированный, с крышкой, для использования с гибкими фиброскопами с рабочей длиной до макс. 39 см, наружные размеры (Ш x Г x В): 690 x 170 x 92 мм