


Оптические obturators, адаптер для цистоскопа

Оптические obturators для цистоуретроскопов, для тубусов 19, 20, 22 и 25 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005 AA/BA



27028 B



27028 A

Обтуратор, оптический, для тубусов цистоуретроскопа 25 Шр., 27026 A/AB, цветовой код: белый

27028 B

Обтуратор, оптический, для тубусов цистоуретроскопа 22 Шр., 27026 B/BB, цветовой код: синий

27028 C

Обтуратор, оптический, для тубусов цистоуретроскопа 20 Шр., 27026 C/CB, цветовой код: красный


27028 D

Обтуратор, оптический, для тубусов цистоуретроскопа 19 Шр., 27026 D/DB, цветовой код: зеленый

Адаптер для цистоскопа для женской уретры

Адаптер для цистоскопа по NICKELL выдвигают вперед на тубусе цистоскопа и слегка прижимают к отверстию уретры, что предотвращает вытекание промывных вод

из мочевого пузыря и спадение уретры. Таким образом становится возможной уретроскопия женской уретры на полную длину.



27026 X

27026 X

Адаптер, для цистоскопа по NICKELL, для женской уретры, для использования с тубусами цистоуретроскопа 27026 A – U, 27026 AB – DB и оптикой HOPKINS® 27005 AA/BA/FA