

# ERAGON<sub>axial</sub>

Когда эргономика и интуиция отлично подобраны

RICHARD  
**WOLF** 

дух совершенства



Рукоятка ERAGON axial  
с кремальерами .. 83930082




Рукоятка ERAGON axial  
без кремальеров,  
с ВЧ разъемом .. 83930083



Рукоятка ERAGON axial,  
с кремальерами,  
с ВЧ разъемом .. 83930084



Рукоятка ERAGON axial,  
с кремальерами,  
без вращения .. 83930085



Опция:  
**дополнительная рукоятка**  
**ERAGON axial,**  
автоклавируемая ... 8988

# ERAGON<sub>modular</sub>

Все компоненты ERAGON modular  
совместимы с компонентами ERAGON axial.



Длина = 450 mm

Длина = 330 mm

Длина = 260 mm



**УРОТЕХ**  
Медицинское оборудование

телефон: (495) 798-40-86  
e-mail: info@urotech-med.ru  
веб-сайт: www.urotech-med.ru

## Когда эргономика и интуиция отлично подобраны



# ERAGON<sub>axial</sub>

Рукоятка axial объединяется  
с модульной системой

# ERAGON<sub>axial</sub>

Когда эргономика и интуиция отлично подобраны

Поколение модульных щипцов и ножниц ERAGON modular, зарекомендовавшая себя в хирургической практике теперь расширена добавлением абсолютно новой рукоятки axial. ERAGON axial сочетает в себе все преимущества уже существующей рукоятки, такие как широкие опорные поверхности в нужных точках, оптимальная функция поворотного колеса, точный захват и манипуляция, а также чувствительный замок с переключателем. ERAGON axial является гарантом точности, маневренности и работы без усталости. Убедитесь в этом сами.



## Эргономика важна

Простота в использовании и манипуляции всегда была приоритетом. Слегка изогнутая форма позволяет принять удобное рабочее положение руки, широкие опорные поверхности обеспечивают длительную неутомительную работу, без развития болевых точек и гарантируют максимальный комфорт хирурга во время работы.

## Изящный поворот

Дополнительная рукоятка из силикона делает операцию значительно проще. Удобный аксессуар подходит для любого размера руки. Многоразовое приспособление легко удаляется и обрабатывается.

## Безопасность под контролем

Кремальера обеспечивает легкое управление и надежных захват.

## Правильное сочетание

- ERAGON axial полностью совместим со всеми компонентами серии ERAGON modular. Все тубусы и рабочие части могут быть взаимозаменены при необходимости.
- Хорошо знакомая технология быстроразъемного замка "Click-it" позволяет осуществлять быструю сборку и разборку инструмента.
- Делает линейку ERAGON modular более совершенной.