

# Многоразовые инструменты

Гастроэнтерология и Пульмонология

## Многоразовые инструменты

Признанная во всем мире компания Medi-Globe GmbH (Германия) является одним из ведущих производителей и поставщиков высококачественных инструментов и аксессуаров для гастроэнтерологии и пульмонологии.

Многоразовые инструменты Medi-Globe GmbH производятся в Германии. Эти инструменты совместимы с паровыми автоклавами и требуют предварительной стерилизации, так как поставляются в нестерильном виде.

Многоразовые инструменты Medi-Globe GmbH – это долговечный и высококачественный продукт!

### Содержание

ReBite - Щипцы биопсийные

Ретриверы / Захваты для удаления полипов и инородных тел

Щипцы биопсийные для удаления инородных тел

RotaSnare - петли полипэктомические

Проводники Bavarian

Корзинки для удаления камней

Активные шнуры



### ReBite®

➤ Отделяемые бранши  
Для оптимальной очистки  
и долговечности инструмента

➤ Шлифованная дистальная спираль (10 см)  
Для удобного прохождения через изогнутый  
канал эндоскопа

## Пульмонология

Овальные чашки



### ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
401240	Овальные	1.8 мм	120 см	2.0 мм

Овальные чашки  
с иглой



### ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
402240	Овальные с иглой	1.8 мм	120 см	2.0 мм
407240	Овальные с иглой	2.3 мм	120 см	2.5 мм

Зубчатые  
овальные чашки



### ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
405240	Зубчатые овальные	1.8 мм	120 см	2.0 мм

## Специальные версии

Овальные чашки



Овальные чашки  
с иглой



### ReBite® - Щипцы биопсийные с экстра большими фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
411460	Овальные	3.4 мм	230 см	3.6 мм
412460	Овальные с иглой	3.4 мм	230 см	3.6 мм

# Гастроскопия и Колоноскопия

Овальные чашки



## ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
401360	Овальные	1.8 мм	180 см	2.0 мм
406360	Овальные	2.3 мм	180 см	2.5 мм
406460	Овальные	2.3 мм	230 см	2.5 мм

Овальные чашки с иглой



## ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
402360	Овальные с иглой	1.8 мм	180 см	2.0 мм
407360	Овальные с иглой	2.3 мм	180 см	2.5 мм
407460	Овальные с иглой	2.3 мм	230 см	2.5 мм

Зубчатые овальные чашки



## ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
405360	Зубчатые овальные	1.8 мм	180 см	2.0 мм
408360	Зубчатые овальные	2.3 мм	180 см	2.5 мм
408460	Зубчатые овальные	2.3 мм	230 см	2.5 мм

Зубчатые овальные чашки с иглой



## ReBite® - Щипцы биопсийные с фенестрированными чашками (с окном)

Модель	Форма чашек	Внешний диаметр	Рабочая длина	Миним. диаметр канала
408360WN	Зубчатые овальные с иглой	2.3 мм	180 см	2.5 мм
408460WN	Зубчатые овальные с иглой	2.3 мм	230 см	2.5 мм