



RotaSnare®

Многоразовая полипэктомическая петля Medi-Globe является трёхкомпонентным инструментом. Рабочий комплект должен состоять из:

- а) Петли б) Оболочки для петли в) Рукоятки (модель 100700)

Такая система позволяет заменять индивидуальные компоненты в случае необходимости, не приобретая при этом новый инструмент полностью.

Рукоятка для полипэктомических петель Medi-Globe совместима с электрогенераторами Olympus. Для подключения к электрогенераторам других производителей необходим активный шнур. Обратитесь, пожалуйста, к разделу «Активные шнуры» для выбора необходимого шнура для вашего электрогенератора.

↗ Версии с вращением на 360°
Более удобное удаление полипов

↗ Мультифиламентная петля
*Безопасное удаление,
длительное использование*

↗ Полностью отделяемые компоненты
Экономичная замена составляющих

Вращающиеся полипэктомические петли



Овальная

Овальная с
изолированным
кончиком

RotaSnare® - Полипэктомическая петля с мультифиламентной петлей (без рукоятки и оболочки для петли)

Модель	Форма петли	Диаметр петли	Рабочая длина	Совместима с вводимой трубкой
713460	Овальная	15 мм	230 см	713463
715460	Овальная	25 мм	230 см	713463
716460	Овальная с изолированным кончиком	25 мм	230 см	713463
717460	Овальная	35 мм	230 см	713463
718460	Овальная с изолированным кончиком	35 мм	230 см	713463



Гексагональная

Гексагональная с
изолированным
кончиком

RotaSnare® - Полипэктомическая петля с мультифиламентной петлей (без рукоятки и оболочки для петли)

Модель	Форма петли	Диаметр петли	Рабочая длина	Совместима с вводимой трубкой
721460	Гексагональная	25 мм	230 см	713463
722460	Гексагональная с изолированным кончиком	25 мм	230 см	713463

Стандартные полипэктомические петли, вращающиеся

Гексагональная



Стандартные мультифиламентные петли (без рукоятки и оболочки для петли)

Модель	Форма петли	Диаметр петли	Рабочая длина	Совместима с оболочкой для петли
725460	Гексагональная	35 мм	230 см	713463

Оболочка для петли с Ø 2,5 мм, 230 см

Модель	Совместима с петлями
713463	713460, 715460, 716460, 717460, 718460, 721460, 722460, 725460

Рукоятка с коннектором для электрогенераторов

Модель	Описание
100700	Рукоятка для полипэктомических петель