

RotaCut®

Сфинктеротомы – Одноразовые

Сфинктеротомы

- Вращающийся кончик
Точное позиционирование
- Версии с 2-мя и 3-мя просветами
Контрастирование при введенном проводнике
- Монофиламентная режущая струна
Высокий уровень безопасности при резке
- Версии с полуизолированной режущей струной
Безопасный папиллярный разрез
- Цветная маркировка
Макроскопический контроль за глубиной канюлирования



Сфинктеротомы

Medi-Globe предлагает широкий спектр сфинктеротомов с одним, двумя и тремя просветами. Отличительной чертой сфинктеротомов RotaCut® является то, что дистальный кончик может быть повернут на 30 градусов, что обеспечивает более точное позиционирование и легкую маневренность.

Сфинктеротомы доступны с различной длиной режущей струны и формой кончика для облегчения прохода в билиарный и панкреатический протоки в соответствии со всеми анатомическими особенностями.

RotaCut®

Сфинктеротомы RotaCut® оснащены режущей мультифиламентной струной.

RotaCut® - M


Сфинктеротомы RotaCut® - M оснащены монофиламентной режущей струной.

Premier Cut

Сфинктеротомы Premier Cut оснащены полуизолированной режущей мультифиламентной струной.

Набор для экстренной сфинктеротомии

В набор для экстренной сфинктеротомии входят двухпросветный или трехпросветный сфинктеротом с заряженным нитиноловым проводником с гидрофильным тефлоновым покрытием (диаметр .035" и длина 450 см).



Сфинктеротомы Medi-Globe совместимы с электрогенераторами Olympus. Для совмещения с другими электрогенераторами необходим активный шнур. Обратитесь к разделу "Активные шнуры" для выбора необходимого активного шнура для вашего электрогенератора.

Сфинктеротомы трехпросветные вращающиеся



Конический
кончик



RotaCut® - Сфинктеротомы с режущей мультифиламентной струной

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-31-20-020	Конический	5 мм	20 мм	2.55/2.05 мм	.035"
GSP-31-20-025	Конический	5 мм	25 мм	2.55/2.05 мм	.035"
GSP-31-20-030	Конический	5 мм	30 мм	2.55/2.05 мм	.035"

RotaCut® - M – Сфинктеротомы с режущей монофиламентной струной

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-32-20-020	Конический	5 мм	20 мм	2.55/2.05 мм	.035"
GSP-32-20-025	Конический	5 мм	25 мм	2.55/2.05 мм	.035"
GSP-32-20-030	Конический	5 мм	30 мм	2.55/2.05 мм	.035"

Premier Cut - Сфинктеротомы с полуизолированной режущей мультифиламентной струной

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-27-20-030	Конический	5 мм	30 мм	2.55/2.05 мм	.035"

Сфинктеротомы двухпросветные вращающиеся



Конический
кончик



RotaCut® - Сфинктеротомы с режущей мультифиламентной струной. В упаковке 5 шт.

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-21-20-020	Конический	5 мм	20 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-21-20-030	Конический	5 мм	30 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-24-20-020	Конический	10 мм (длинный носик)	20 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-24-20-030	Конический	10 мм (длинный носик)	30 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-21-17-020	Конический	5 мм	20 мм	1.7 мм	.021"
GSP-21-17-030	Конический	5 мм	30 мм	1.7 мм	.021"

Сфинктеротомы двухпросветные вращающиеся



Укороченный
кончик



RotaCut® - Сфинктеротомы с режущей мультифиламентной струной. В упаковке 5 шт.

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-22-20-020	Укороченный	-	20 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-22-20-030	Укороченный	-	30 мм	2.05/2.55 мм	.035"

Бильрот II



RotaCut® – Сфинктеротом с режущей струной в оплетке

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-34-20-020	Бильрот II	-	Изменяемая	2.05/2.55 мм	.035"

Конический
кончик



Premier Cut - Сфинктеротомы с полуизолированной режущей мультифиламентной струной. В упаковке 5 шт.

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Диаметр проводника
GSP-25-20-020	Конический	5 мм	20 мм	2.05/2.55 мм	.035"
GSP-25-20-030	Конический	5 мм	30 мм	2.05/2.55 мм	.035"

Конический
кончик



Набор для экстренной сфинктеротомии.

Набор включает двухпросветный или трехпросветный сфинктеротом с заряженным нитиноловым проводником с гидрофильным тефлоновым покрытием (диаметр .035" и длина 450 см).

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки	Доступный проводник
GSP-21-20-031	RotaCut 2-х просветный, конический	5 мм	30 мм	2.55 / 2.05 мм	Заряженный
GSP-25-20-031	Premier Cut 2-х просветный, конический	5 мм	30 мм	2.55 / 2.05 мм	Заряженный
GSP-32-20-031	RotaCut-M 3-х просветный, конический	5 мм	20 мм	2.55 / 2.05 мм	Заряженный

Сфинктеротомы однопросветные вращающиеся



Конический
кончик



Стандартный
кончик



RotaCut® - Сфинктеротомы с режущей мультифиламентной струной. В упаковке 5 шт.

Модель	Форма кончика	Длина кончика	Длина режущей струны	Диаметр внешней оболочки
GSP-01-17-020	Стандартный	5 мм	20 мм	1.7 мм
GSP-01-17-030	Стандартный	5 мм	30 мм	1.7 мм
GSP-04-17-020	Конический	5 мм	20 мм	1.7 мм
GSP-04-17-030	Конический	5 мм	30 мм	1.7 мм

Игольчатый нож



Сфинктеротом - Игольчатый нож . В упаковке 5 шт.

Модель	Вылет иглы	Диаметр внешней оболочки
GSP-11-17-005	0 -5 мм	1.7 мм
GSP-11-17-010	0 -10 мм	1.7 мм
GSP-11-17-015	0 -15 мм	1.7 мм