

Проводники

Одноразовые, Многоразовые

Проводники EasyPass

- Нитиноловый проводник с тефлоновым покрытием
Устойчив к перегибам
- Супергибкий, атравматичный, гидрофильный кончик
Обеспечивает отличную проходимость проводника через стриктуры
- Высокотехнологичный рентгеноконтрастный кончик
Точный контроль при установке
Маневренность при проведении рентгеноскопии

Проводники Bavarian

- Гидрофильный, нитиноловый проводник с тефлоновым покрытием
Устойчив к перегибам

Лёгкое продвижение с минимальным трением
- Рентгеноконтрастный кончик
Лучшая видимость
- Автоклавируемый / Многоразовый
Можно использовать несколько раз, если не нарушена целостность проводника

Проводник Cyst

- Непокрытый нитиноловый проводник
Устойчив к перегибам

Совместим с иглой EUS-FNA 19G
для дренажа кист

Проводники
EasyPass

Проводники
Bavarian

Проводники

Проводники EasyPass оснащены супергибким, гидрофильным кончиком длиной 8 см, высокой рентгеноконтрастности. Данный проводник обладает отличными характеристиками и исключительной проходимостью через труднопроходимые стриктуры. Нитиновый проводник EasyPass с тефлоновым покрытием не требует извлечения при сфинктеротомии.

Проводники Bavarian предназначены, в основном, для канюляции и доставки диагностических и терапевтических инструментов в билиарные и желчные протоки. Проводник не требует извлечения при сфинктеротомии. Пользователи могут выбрать между «Мягким» и «Стандартным» кончиком. Проводник является многоразовым при условии сохранения его целостности после 1-ого использования.

Проводники Bavarian и **Проводники EasyPass** также доступны в более коротком варианте для использования с имеющимися короткими проводниковыми системами.

Проводник EasyPass – двухцветный, нитиновый проводник с супергибким, гидрофильным, рентгеноконтрастным кончиком 8 см. Одноразовый, в стерильной упаковке.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-10-35-260	Супергибкий кончик	.035" (0.89 мм)	260 см
GGW-10-35-450	Супергибкий кончик	.035" (0.89 мм)	450 см

Проводник Bavarian

Гидрофильный проводник с тефлоновым покрытием, двухцветный, с конусообразным, рентгеноконтрастным, платиновым кончиком 5 см. Многоразовый, в стерильной упаковке.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-03-21-400	Мягкий кончик	.021" (0.53 мм)	400 см
GGW-03-21-450	Мягкий кончик	.021" (0.53 мм)	450 см
GGW-03-25-450	Мягкий кончик	.025" (0.64 мм)	450 см
GGW-03-35-400	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	400 см
GGW-03-35-450	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	450 см
GGW-04-35-400	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	400 см
GGW-04-35-450	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	450 см

Проводник Bavarian – для коротких проводниковых систем

Гидрофильный проводник с тефлоновым покрытием, двухцветный, с конусообразным, рентгеноконтрастным, платиновым кончиком 5 см. Многоразовый, в стерильной упаковке.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-03-25-260	Мягкий кончик	.025" (0.64 мм)	260 см
GGW-03-35-260	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	260 см

Проводник Cyst рекомендуется для использования исключительно для продвижения через систему УЗ иглы EUS-FNA 19G и идеален для установки пластиковых стентов (в первую очередь, стенты типа «Двойной свиной хвостик») при дренаже кист. Непокрытый проводник обеспечивает гладкое и точное прохождение через скошенную EUS-FNA иглу.

Стандартные проводники – это экономичный вариант для широкого спектра эндоскопических манипуляций, которые требуют использования проводника. **Внимание!** Данные проводники не применяются при сфинктеротомии.

Проводник Cyst – Совместим с иглой EUS-FNA 19G для дренажа кист
Непокрытый нитиноловый проводник. Одноразовый, в стерильной упаковке.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-08-30-400	15 см гибкий рентгеноконтрастный кончик	.030" (0.75 мм)	400 см

Стандартные проводники – Проводники с тефлоновым покрытием, из нержавеющей стали.
Одноразовые, в стерильной упаковке. **Внимание!** Данные проводники не применяются при сфинктеротомии.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-01-52-400	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	400 см
GGW-01-35-450	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	450 см