

ShortTrack® Совместимые проводники

Проводники EasyPass легкой проводимости сконструированы с супергибким 8 см высокотехнологичным рентгеноконтрастным и гидрофильным кончиком. Данный одноразовый проводник с выдающимися характеристиками обеспечивает повышенную маневренность в труднодоступных анатомических структурах билиарной и панкреатической систем. Нитиновый, покрытый тефлоном проводник не требует извлечения при проведении сфинктеротомии.

Проводники Bavarian предназначены, в основном, для канюляции и доставки диагностических и терапевтических инструментов в билиарные и желчные протоки. Проводники Bavarian являются автоклавируемыми и могут применяться повторно при условии сохранения их целостности после первого использования. Проводник Bavarian также не требует извлечения при проведении сфинктеротомии. Пользователи могут выбирать между «Мягким» и «Стандартным» кончиками.

Проводник EasyPass – двухцветный, нитиновый проводник с супергибким, гидрофильным рентгеноконтрастным кончиком 8 см. Одноразовый, в стерильной упаковке

Короткий проводник 260 см	Длинный проводник 450 см	Описание	Диаметр
GGW-10-35-260	GGW-10-35-450	Супергибкий кончик	0,035"

Проводники Bavarian – Гидрофильные, с тефлоновым покрытием, двухцветные, с конусообразным рентгеноконтрастным кончиком 5 см. Автоклавируемые

Короткий проводник 260 см	Длинный проводник 450 см	Описание	Диаметр
GGW-03-25-260	GGW-03-25-450	Мягкий кончик	0,025"
GGW-03-35-260	GGW-03-35-450	Мягкий кончик	0,035"
	GGW-04-35-450	Стандартный кончик	0,035"