



### Проводники Bavarian

Проводники Bavarian в основном предназначены для каниюляции и размещения диагностического, терапевтического инструментария в билиарном тракте и протоках поджелудочной железы. Проводник Bavarian не требует извлечения при проведении сфинктеротомии. Имеются версии с «мягким» и «стандартным» кончиком.

Проводник Bavarian является автоклавируемым, допускается его повторное/многократное применение в случае сохранения его целостности после первого использования.

↗ Нитиноловый проводник с тефлоновым покрытием  
*Устойчив к перегибам*

↗ Гидрофильное покрытие  
*Обеспечивает лёгкое продвижение проводника с минимальным трением*

↗ Рентгеноконтрастный кончик  
*Способствует лучшей видимости*

↗ Автоклавируемый/многократный  
*Может использоваться неоднократно, если не нарушена целостность проводника*

*Используется при проведении сфинктеротомии*

**Проводник Bavarian** – двухцветный нитиноловый проводник с гидрофильным тефлоновым покрытием, конусообразным рентгеноконтрастным, платиновым кончиком 5 см, автоклавируемый, в стерильной упаковке

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-03-21-400	Мягкий кончик	.021" (0.53 мм)	400 см
GGW-03-21-450	Мягкий кончик	.021" (0.53 мм)	450 см
GGW-03-25-450	Мягкий кончик	.025" (0.64 мм)	450 см
GGW-03-35-400	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	400 см
GGW-03-35-450	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	450 см
GGW-04-35-400	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	400 см
GGW-04-35-450	Стандартный кончик	.035" (0.89 мм)	450 см

**Проводник Bavarian** – для коротких проводниковых систем

Гидрофильный проводник с тефлоновым покрытием, двухцветный, с конусообразным, рентгеноконтрастным, платиновым кончиком 5 см. Автоклавируемый, в стерильной упаковке.

Модель	Описание	Диаметр	Длина
GGW-03-25-260	Мягкий кончик	.025" (0.64 мм)	260 см
GGW-03-35-260	Мягкий кончик	.035" (0.89 мм)	260 см