

Заряженное доставочное устройство/интродьюсер в наборе

Заряженное доставочное устройство (интродьюсер в составе) состоит из проводникового катетера и толкателя. Набор является оптимальным дополнением к отдельным одноразовым компонентам для установки прямых и изогнутых стентов, для которых требуется проводниковый катетер. Набор оснащен портом для введения контрастного вещества (инъекционный коннектор), которое осуществляется во время самой процедуры, в то время, как проволока находится на месте. Рентгеноконтрастные металлические метки на проводниковом катетере и толкателе обеспечивают точное месторасположение и отличную видимость под рентгеном.



Заряженное доставочное устройство/интродьюсер (набор) с 1 металлическим кольцом на проводниковом катетере

Модель	Толкатель			Проводниковый катетер	
	Диаметр, Fg	Длина	Цвет	Диаметр, Fg	Длина
GBS-31-08-180	8.5	180 см	Оранжевый	5.0	220 см
GBS-31-10-180	10.0	180 см	Красный	6.0	220 см
GBS-31-11-180	11.5	180 см	Синий	6.0	220 см



Заряженное доставочное устройство/интродьюсер (набор) с 4-мя металлическими кольцами на расстоянии 5см на проводниковом катетере

Модель	Толкатель			Проводниковый катетер	
	Диаметр, Fg	Длина	Цвет	Диаметр, Fg	Длина
GBS-32-08-180	8.5	180 см	Оранжевый	5.0	220 см
GBS-32-10-180	10.0	180 см	Красный	6.0	220 см
GBS-32-11-180	11.5	180 см	Синий	6.0	220 см

Компоненты доставочного устройства стенда/интродьюсера

Одноразовые

Проводниковые катетеры

Проводниковые катетеры доступны с 1-м и 4-мя металлическими кольцами. В версии с 4-мя кольцами металлические метки располагаются на расстоянии 5 см друг от друга, что позволяет заранее определить длину стриктуры и легко выбрать необходимый стент.



Проводниковый катетер С 1-м металлическим кольцом

Модель	Диаметр, Fg	Длина
GBS-41-05-220	5.0	220 см
GBS-41-05-320	5.0	320 см
GBS-41-06-220	6.0	220 см
GBS-41-06-320	6.0	320 см



Проводниковый катетер с 4-мя металлическими кольцами

Модель	Диаметр, Fg	Длина
GBS-43-06-220	6.0	220 см
GBS-43-06-320	6.0	320 см

Толкатели

Каждый цвет толкателя соответствует определенному диаметру.



Толкатель С 1-м металлическим кольцом

Модель	Диаметр, Fg	Цвет	Длина
GBS-42-05-220	5.0	Серый	220 см
GBS-42-07-160	7.0	Желтый	160 см
GBS-42-07-220	7.0	Желтый	220 см
GBS-42-08-160	8.5	Оранжевый	160 см
GBS-42-08-180	8.5	Оранжевый	180 см
GBS-42-08-220	8.5	Оранжевый	220 см
GBS-42-10-160	10.0	Красный	160 см
GBS-42-10-180	10.0	Красный	180 см
GBS-42-10-220	10.0	Красный	220 см
GBS-42-11-160	11.5	Синий	160 см
GBS-42-11-180	11.5	Синий	180 см
GBS-42-11-220	11.5	Синий	220 см