

Injectra

Интъекционная игла – Одноразовая

Injectra

- Нисходящая интъекция обеспечивает удобство в использовании иглы
- Съемная защитная клипса предотвращает самопроизвольное выдвижение иглы в момент ее движения по каналу эндоскопа
- В момент извлечения инструмента игла с помощью нажатия кнопки автоматически помещается внутрь пластиковой оболочки
- Механизм блокировки обеспечивает стабильность и контроль иглы при манипуляциях



Бронхоскопия

Injectra – Инъекционная игла в стерильной упаковке, 10шт.

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина
GSN-04-23-120	19 G / 1.0 мм	6.0 мм	2.3 мм	120 см
GSN-03-19-120	22 G / 0.7 мм	6.0 мм	1.9 мм	120 см

Гастроскопия

Injectra – Инъекционная игла в стерильной упаковке, 10шт.

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина
GSN-02-23-180	19 G / 1.0 мм	4.0 мм	2.3 мм	180 см
GSN-04-23-160	19 G / 1.0 мм	6.0 мм	2.3 мм	160 см
GSN-04-23-180	19 G / 1.0 мм	6.0 мм	2.3 мм	180 см
GSN-01-19-180	22 G / 0.7 мм	4.0 мм	1.9 мм	180 см
GSN-03-19-160	22 G / 0.7 мм	6.0 мм	1.9 мм	160 см
GSN-03-19-180	22 G / 0.7 мм	6.0 мм	1.9 мм	180 см
GSN-05-19-180	25 G / 0.5 мм	4.0 мм	1.9 мм	180 см
GSN-06-19-180	25 G / 0.5 мм	6.0 мм	1.9 мм	180 см

Колоноскопия

Injectra – Инъекционная игла в стерильной упаковке, 10шт.

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина
GSN-02-23-230	19 G / 1.0 мм	4.0 мм	2.3 мм	230 см
GSN-04-23-230	19 G / 1.0 мм	6.0 мм	2.3 мм	230 см
GSN-01-19-230	22 G / 0.7 мм	4.0 мм	1.9 мм	230 см
GSN-03-19-210	22 G / 0.7 мм	6.0 мм	1.9 мм	210 см
GSN-03-19-230	22 G / 0.7 мм	6.0 мм	1.9 мм	230 см
GSN-05-19-230	25 G / 0.5 мм	4.0 мм	1.9 мм	230 см
GSN-06-19-230	25 G / 0.5 мм	6.0 мм	1.9 мм	230 см

Эксклюзивный дистрибьютор Меди-Глоб ГмБХ в России:

ООО Группа Компаний СМТ

121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, 14

Тел/факс: +7 (495) 737-33-22/23

E-mail: info@medi-globe.ru; www.sonotip.ru