

Аспирационные иглы

для бронхоскопии и гастроскопии – Одноразовые

Аспирационные иглы

- Замок Luer-Lock для вакуумного шприца
Легкая аспирация
- Защитная клипса и механизм блокировки
Стабильность и контроль иглы при манипуляциях
- Кончик иглы скошен на 15°;
Игла с боковым отверстием
Атравматичная аспирация



Аспирационные иглы

для бронхоскопии и гастроскопии – Одноразовые

Бронхоскопия

Аспирационная игла с металлической спиралью, включая вакуумный шприц объемом 10 мл с механизмом блокировки.
В упаковке 10шт.

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Внешний диаметр металлической спирали	Рабочая длина	Минимальный диаметр канала
GAN-01-19-100	21 G / 0.8 мм	12 мм	1.9 мм	100 см	2.1 мм

Гастроскопия

Аспирационная игла с пластиковой трубкой, включая вакуумный шприц объемом 10 мл с механизмом блокировки.
В упаковке 10шт.

Модель	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Минимальный диаметр канала
GAN-02-19-180	21 G / 0.8 мм	12 мм	1.9 мм	180 см	2.1 мм

Биопсийные клапаны

Одноразовые

Биопсийные клапаны

- Плотно закрывают впускной канал, поддерживают функции нагнетания и отсоса, предотвращают утечку потенциально опасных жидкостей
- Версии с ирригационной трубкой и адаптером Luer-Lock обеспечивают соединение со шприцом и внешним водяным насосом



Биопсийные клапаны

Одноразовые



Биопсийные клапаны

Биопсийные клапаны, не содержащие латекса, плотно закрывают впускной канал гастроскопов, колоноскопов и дуоденоскопов.

Биопсийные клапаны:

- a) поддерживают функции нагнетания и отсоса;
- b) предотвращают утечку потенциально опасных жидкостей, например, при смене эндоскопических инструментов.

Версии с ирригационной трубкой и адаптером Luer-Lock обеспечивают соединение со шприцом и внешним водяным насосом.

Биопсийные клапаны – одноразовые, в индивидуальной упаковке				
Модель	Описание	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Товар
GAC-04-00-001	Биопсийный клапан для эндоскопов: → Olympus → Fujinon (500 серии и более новые) → Storz	Синий	100	
GAC-04-01-001	Биопсийный клапан для эндоскопов: → Pentax	Красный	100	

Биопсийные клапаны с ирригационной трубкой и адаптером Luer-Lock – одноразовые, в индивидуальной упаковке				
Модель	Описание	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Товар
GAC-04-00-002	Биопсийный клапан для эндоскопов: → Olympus → Fujinon (500 серии и более новые) → Storz	Синий	50	
GAC-04-01-002	Биопсийный клапан для эндоскопов: → Pentax	Красный	50	

www.medi-globe.ru

Эксклюзивный дистрибьютор Меди-Глоб ГмБХ в России:

ООО Группа Компаний СМТ

121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, 14

Тел/факс: +7 (495) 737-33-22/23

E-mail: info@medi-globe.ru; www.sonotip.ru