

Аксессуары


Катетеры распылители, активные шнуры

Катетеры распылители

Для контрастирования при хромоэндоскопии и введения лекарств

Активные шнуры

Соединяют щипцы для горячей биопсии, петли для полипэктомии и сфинктеротомы с электрогенераторами различных производителей



Аксессуары

Катетеры распылители, активные шнуры

Катетеры распылители

Коаксиальные спрей-катетеры для хромоэндоскопии и введения лекарства.

Катетеры распылители - Одноразовые

Модель	Диаметр головки распылителя	Диаметр катетера	Рабочая длина
GSC-01-25-180	2.5 мм	1.8 мм	180 см
GSC-01-25-230	2.5 мм	1.8 мм	230 см

Катетеры распылители - Многоразовые

Модель	Диаметр головки распылителя	Диаметр катетера	Рабочая длина
540360	2.3 мм	1.8 мм	180 см
540460	2.3 мм	1.8 мм	230 см

Активные шнуры

Активный шнур соединяет инструменты производства Medi-Globe с электрогенераторами различных производителей.

Активный шнур

Модель	Описание	Длина
GAC-51-04-300	Активный шнур, Erbe 4 мм	300 см
GAC-51-05-300	Активный шнур, Erbe 5 мм	300 см
GAC-52-04-300	Активный шнур, Martin / Berchthold 4 мм	300 см
GAC-53-08-300	Активный шнур, Valleylab 8 мм	300 см
GAC-54-06-300	Активный шнур, Olympus 6 мм	300 см