

Активные шнуры, катетеры распылители и загубники

Многоразовые



Активные шнуры

Активные шнуры для соединения инструментов Medi-Globe с электрогенераторами различных производителей

Модель	Описание	Длина
GAC-51-04-300	Активный шнур, Erbe 4 мм	300 см
GAC-51-05-300	Активный шнур, Erbe 5 мм	300 см
GAC-52-04-300	Активный шнур, Martin 4 мм	300 см
GAC-53-08-300	Активный шнур, Valleylab 8 мм	300 см
GAC-54-06-300	Активный шнур, Olympus 6 мм	300 см

Катетеры распылители

Коаксиальный катетер распылитель для хромоэндоскопии и введения лекарств

Катетер распылитель - многоразовый

Модель	Диаметр головки распылителя	Диаметр катетера	Рабочая длина
540360	2.3 мм	1.8 мм	180 см
540460	2.3 мм	1.8 мм	230 см

Загубник

Загубник – многоразовый, в индивидуальной упаковке

Модель	Описание	Размер отверстия (ширина x высота)	Упаковка
GAC-01-02-000	Без ремешка	26 мм x 18 мм	5 шт. в упаковке