

Загубники

Одноразовые, многоразовые

Загубники

- Эргономичная адаптация обеспечивает высокий комфорт для пациента
- Не содержат латекса, что исключает возникновение аллергической реакции у пациента
- Коробка-дозатор обеспечивает гигиеничное и удобное хранение



Загубники

Одноразовые, многоразовые

Одноразовые



GAC-01-01-001



GAC-01-03-001



GAC-01-03-002

Типы загубников

Загубник, не содержит латекса, в индивидуальной упаковке, в коробке-дозаторе

Модель	Описание	Размер отверстия	Количество в упаковке, шт.
GAC-01-01-001	Загубник с держателем языка и резиновым ремешком	W 19 мм x H 18 мм	50
GAC-01-03-001	Загубник с резиновым ремешком	W 26 мм x H 18 мм	50
GAC-01-03-002	Загубник с тканевым ремешком	W 23 мм x H 20 мм	100



Загубник

Загубник, не содержит латекса, в индивидуальной упаковке, в коробке-дозаторе

Модель	Описание	Размер отверстия	Количество в упаковке, шт.
GAC-01-01-002	Загубник без ремешка	W 26 мм x H 18 мм	100

Многоразовый



Загубник

Загубник, не содержит латекса, в индивидуальной упаковке, в коробке-дозаторе

Модель	Описание	Размер отверстия	Количество в упаковке, шт.
GAC-01-02-000	Загубник без ремешка	W 26 мм x H 18 мм	5