

Аксессуары для колоноскопии

Одноразовые

Ловушка для полипов

- ✦ 4 контейнера с видимыми метками
- ✦ Гибкие трубки для легкого соединения с эндоскопом и отсасывающим устройством
- ✦ Лабораторный стикер в каждой упаковке

Декомпрессионный катетер для толстой кишки

- ✦ Рентгеноконтрастный катетер с 6-ю боковыми отверстиями
Для эффективной декомпрессии толстой кишки при псевдообструкции

Колоноскопические шорты

- ✦ Универсального размера с отверстием
Обеспечивают пациенту максимальный комфорт при проведении процедуры



Аксессуары для колоноскопии

Одноразовые

Ловушка для полипов

Используется в качестве контейнера для сбора и транспортировки полипов и биоматериала, которые извлекаются во время эндоскопического процесса, для гистологического исследования.

Ловушка для полипов, включая лабораторный стикер в каждой упаковке.		
Модель	Описание	Количество в упаковке, шт.
100132	Ловушка для полипов с 4 метками и 4 фильтрующими сетками для непрерывного всасывания.	20

Колоноскопические шорты

Обеспечивают пациенту максимальный комфорт при проведении процедуры.

Колоноскопические шорты		
Модель	Описание	Количество в упаковке, шт.
GAC-40-01-000	Бактериостатические, водонепроницаемые, дышащие, универсального размера с отверстием.	10

Декомпрессионный катетер для толстой кишки

Декомпрессионный катетер для толстой кишки, включая рентгеноконтрастный катетер с 6-ю боковыми отверстиями и проводник с тефлоновым покрытием из нержавеющей стали.				
Модель	Диаметр катетера	Длина катетера	Диаметр проводника	Длина проводника
95016000	16 Fr.	175 см	.035" (0.89 мм)	400 см
95018000	18 Fr.	175 см	.035" (0.89 мм)	400 см

Декомпрессионный катетер для толстой кишки (только катетер), рентгеноконтрастный с 6-ю боковыми отверстиями.			
Модель	Диаметр катетера	Длина катетера	Доступные проводники
95016175	16 Fr.	175 см	.035" (0.89 мм) - .087" (2.2 мм)
95018175	18 Fr.	175 см	.035" (0.89 мм) - .087" (2.2 мм)