

PolyCatch

Ловушка для полипов – Одноразовая

PolyCatch™

- Ловушка овальной формы позволяет без труда захватывать полипы и инородные тела
- Вращающаяся ловушка удобна в использовании
- Не содержит латекса



PolyCatch - Ловушка для полипов

Ловушка для полипов PolyCatch разработана для извлечения полипов и инородных тел из желудочно-кишечного тракта. При помощи ловушки, материал которой не содержит латекса, можно легко удалять большие полипы и/или «сидячие» полипы, для которых характерна частичная резекция. В отличие от захватов, ловушка PolyCatch обеспечивает безопасное взятие материала для анализов, не повреждая его.

Ловушка для полипов PolyCatch также подходит для извлечения инородных тел, таких как монеты, батарейки, мелкие предметы. Функция вращения позволяет точно регулировать положение ловушки.

Модель GFB-08-15-120 подходит для каналов диаметром 2.0 мм и используется с педиатрическими гастроскопами.

Преимущества:

- Ловушка овальной формы позволяет без труда захватывать полипы и инородные тела, не повреждая их.
- Вращаемая ловушка - удобство в использовании.
- Не содержит латекса, что позволяет избежать аллергической реакции у пациента.

PolyCatch - Ловушка для полипов - одноразовая. В стерильной упаковке 10шт.

Модель	Диаметр открытия ловушки	Глубина	Диаметр катетера	Рабочая длина
GFB-08-15-120	15 мм	12 мм	1.8 мм	120 см
GFB-08-25-180	25 мм	17 мм	2.6 мм	180 см
GFB-08-25-230	25 мм	17 мм	2.6 мм	230 см
GFB-08-35-230	35 мм	20 мм	2.6 мм	230 см

