



### Ретриверы / щипцы для удаления инородных тел

- Конструкция широкого раскрытия обеспечивает прекрасный захват
- Отделяемые бранши для оптимальной очистки и долговечности инструмента
- Шлифованная дистальная спираль (10 см) для удобного прохождения через изогнутый канал эндоскопа

«Крысиный зуб»



Щипцы для удаления инородных тел, со съёмными браншами			
Модель	Форма захвата	Внешний диаметр	Рабочая длина
816360	«Крысиный зуб»	1.8 мм	180 см
816460	«Крысиный зуб»	1.8 мм	230 см
817360	«Крысиный зуб»	2.3 мм	180 см
817460	«Крысиный зуб»	2.3 мм	230 см

«Аллигатор»



Щипцы для удаления инородных тел, со съёмными браншами			
Модель	Форма захвата	Внешний диаметр	Рабочая длина
820360	«Аллигатор»	1.8 мм	180 см
820460	«Аллигатор»	1.8 мм	230 см
821360	«Аллигатор»	2.3 мм	180 см
821460	«Аллигатор»	2.3 мм	230 см