

Ретриверы

Одноразовые

Ретриверы для удаления инородных тел и полипов

- Конструкция широкого раскрытия обеспечивает максимальный захват
- Эргономичная рукоятка Удобное и безопасное использование


Щипцы для удаления инородных тел

- Покрытая металлическая спираль с позиционными метками Минимальное трение при прохождении через рабочий канал

Удобное определение положения щипцов и безопасное введение и удаление



Покрытая
металлическая
спираль
с позиционными
метками



Ретриверы для удаления инородных тел и полипов



Ретривер для удаления инородных тел с крючками, в упаковке 10шт.

Модель	Форма ретривера	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-01-25-180	4 ножки	2,5 мм	180 см	2,8 мм
GFB-01-25-230	4 ножки	2,5 мм	230 см	2,8 мм

Ретривер для удаления полипов с петлями, в упаковке 10шт.

Модель	Форма ретривера	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-06-25-180	3 ножки	2,5 мм	180 см	2,8 мм
GFB-06-25-230	3 ножки	2,5 мм	230 см	2,8 мм
GFB-02-25-180	4 ножки	2,5 мм	180 см	2,8 мм
GFB-02-25-230	4 ножки	2,5 мм	230 см	2,8 мм

Ретривер для удаления инородных тел V-образной формы, в упаковке 10шт.

Модель	Форма ретривера	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-03-25-180	V-образной формы (2:2)	2,5 мм	180 см	2,8 мм
GFB-03-25-230	V-образной формы (2:2)	2,5 мм	230 см	2,8 мм

Корзинка для удаления инородных тел с оболочкой и рукояткой.

Модель	Форма ретривера	Диаметр корзины	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-07-25-425	Корзинка 4-проволочная	25 мм	2,5 мм	230 см	2,8 мм
GFB-07-25-625	Корзинка 6-проволочная	25 мм	2,5 мм	230 см	2,8 мм

Щипцы для удаления инородных тел

Щипцы для удаления инородных тел



Крысиный зуб



Аллигатор

Щипцы для удаления инородных тел с покрытой металлической спиралью, в упаковке 10шт.

Модель	Форма чашек	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-09-23-120	Крысиный зуб	2,3 мм	120 см	2,5 мм
GFB-09-23-180	Крысиный зуб	2,3 мм	180 см	2,5 мм
GFB-09-23-230	Крысиный зуб	2,3 мм	230 см	2,5 мм

Щипцы для удаления инородных тел с покрытой металлической спиралью, в упаковке 10шт.

Модель	Форма чашек	Диаметр внешней оболочки	Рабочая длина	Мин. диаметр канала
GFB-10-23-180	Аллигатор	2,3 мм	180 см	2,5 мм
GFB-10-23-230	Аллигатор	2,3 мм	230 см	2,5 мм