


Отличительные признаки:

- Более высокая яркость изображения (в 2,5 раза)
- Равномерная яркость изображения: интенсивность света не уменьшается от центра изображения к краю
- Меньшая опасность ожога объекта: при сохранении восприятия яркости с оптикой используется лампа меньшей мощности.
- Лучшая разрешающая способность

Ø 2 мм, длина 26 см

размер троакара 2,5 мм




26008 AA



26008 AA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, Ø 2 мм, длина 26 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26008 BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, Ø 2 мм, длина 26 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

Ø 3,3 мм, длина 25 см

размер троакара 3,9 мм




26007 AA



26007 AA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, **крупноформатная**, Ø 3,3 мм, длина 25 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26007 BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, **крупноформатная**, Ø 3,3 мм, длина 25 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

Троакары для использования с оптикой Ø 2 мм, см. стр. 55 и 62


Троакары для использования с оптикой Ø 3,3 мм, см. стр. 48 и 63

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

Оптика HOPKINS®



Ø 5 мм, длина 24 см
размер троакара 6 мм




26011 AA



26011 AA


Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 5 мм, длина 24 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26011 BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 5 мм, длина 24 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

Ø 5 мм, длина 29 см
размер троакара 6 мм




26046 BA



26046 AA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26046 BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный




26046 FA

Оптика HOPKINS® 45°, крупноформатная, Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: черный


Ø 5,5 мм, длина 50 см

размер троакара 6 мм

рекомендуется для использования при операциях по методу S-PORTAL®




26048 ASA




26048 ASA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, Ø 5,5 мм, длина 50 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, осветительный ввод смещен на 180° и загнут на 45°, цветовой код: зеленый




26048 BSA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, Ø 5,5 мм, длина 50 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, осветительный ввод смещен на 180° и загнут на 45°, цветовой код: красный



26048 FSA



26048 FSA

Оптика HOPKINS® 45°, Ø 5,5 мм, длина 50 см, **автоклавируемая**, со встроенным оптоволоконным световодом, осветительный ввод загнут на 45°, цветовой код: черный


Портовые системы S-PORTAL®, см. главу 10

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

Оптика HOPKINS®

Ø 10 мм, длина 31 см

размер троакара 11 мм




26003 AA




26003 AA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26003 BA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный




26003 FA

Оптика HOPKINS® 45°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: черный

Ø 10 мм, длина 42 см

размер троакара 11 мм

рекомендуется для использования при хирургии у пациентов с ожирением




26003 BEA



26003 AEA

Оптика HOPKINS® прямого видения 0°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: зеленый



26003 BEA

Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный



26003 FEA

Оптика HOPKINS® 45°, крупноформатная, Ø 10 мм, длина 42 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: черный

Троакары для использования с оптикой Ø 10 мм, см. стр. 51-52, 58, 65, 70-71 и 74

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»